

# Instruction Manual 2 OMRON



## Automatic Blood Pressure Monitor Model JPN610T

All for Healthcare

### Read Instruction manual 1 and 2 before use.

**繁體中文** 使用前請閱讀使用說明書 ①和 ②。

**泰文** 사용하기 전에 사용 설명서 ①과 ②를 읽어주세요.

**အသုံးမပြုမီတွင် လမ်းညွှန်လက်စွဲ ①နှင့် ②ကို ဖတ်ရှုပါ။**

**नियम** उपयोग से पहले निर्देश मैनुअल ① और ② पढ़ें।

**ภาษาไทย** อ่านคู่มือแนะนำการใช้งาน ① และ ② ก่อนใช้งานอุปกรณ์

**Bahasa Indonesia** Baca buku petunjuk ① dan ② sebelum penggunaan.

**မြန်မာ** ဖတ်ရှုစာညွှန်စာအုပ်ကို ① နှင့် ② ကို ဖတ်ရှုပါ။

**Bahasa Melayu** Baca Manual arahan ① dan ② sebelum guna.



5613036-0A

### 2 Preparing for a Measurement

**ZH-TW** 準備測量

**KO** 측정 준비

**MY** တိုင်းတာမှုအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်း

**HI** मापन लेने की तैयारी

**TH** การเตรียมความพร้อมในการวัด

**ID** Persiapan untuk Pengukuran

**VI** Chuẩn bị tiến hành đo

**MS** Persediaan untuk Membuat Ukuran

#### 30 minutes before

**ZH-TW** 測量前 30 分鐘

**KO** 측정 30 분 전 주의사항

**MY** အသုံးမပြုမီ 30 မိနစ်

**HI** 30 मिनट पहले

**TH** 30 นาทีก่อนการวัด

**ID** 30 menit sebelum

**VI** 30 phút trước khi đo

**MS** 30 mi nit sebelum



#### 5 minutes before: Relax and rest.

**ZH-TW** 測量前 5 分鐘：放鬆和休息。

**KO** 측정 5 분 전: 안정된 상태를 취합니다.

**MY** အသုံးမပြုမီ 5 မိနစ် - စိတ်အေးအေးထားကာ အနားယူပါ။


**HI** 5 मिनट पहले: निश्चित रहें और आराम करें।

**TH** 5 นาทีก่อนการวัด: ผ่อนคลายและนั่งในท่าที่สบาย

**ID** 5 menit sebelum: Rileks dan istirahat.

**VI** 5 phút trước khi đo: Thư giãn và nghỉ ngơi.

**MS** 5 minit sebelum: Bertenang dan rehat.



### 4 Installing Batteries

**ZH-TW** 安裝電池

**KO** 건전지 삽입

**MY** တာဝန်ထရီများ တပ်ဆင်ခြင်း


**HI** बैटरी इंस्टॉल करना

**TH** การใส่แบตเตอรี่

**ID** Memasang Baterai

**VI** Lắp pin

**MS** Memasang Bateri



### 6 Setting Date and Time Manually

**ZH-TW** 手動設定日期與時間

**KO** 날짜와 시간 수동 설정

**MY** မနွဲ့နှင့်အချိန်အား မနွဲ့ရလုပ်သတ်မှတ်ခြင်း

**HI** तिथि और समय मैनुअल रूप से सेट करना

**TH** การตั้งค่าวันที่และเวลาดำเนินเอง

**ID** Mengatur Tanggal dan Waktu secara Manual

**VI** Thiết lập ngày và giờ thủ công

**MS** Menetapkan Tarikh dan Masa Secara Manual

**If your monitor is paired with your smart device, date and time is set automatically. When you need to set them manually, set year > month > day > hour > minute.**

**ZH-TW** 若血壓計與您的智慧裝置配對，將自動設定日期與時間。若您需要手動設定它們，請設定年 > 月 > 日 > 小時 > 分鐘。

**KO** 스마트 폰과 연동(페어링)되면 날짜와 시간이 자동으로 설정됩니다. 수동으로 설정하는 경우에는 년 > 월 > 일 > 시간 > 분 순으로 설정합니다.

**MY** မော်နီတာအား သင်၏မော်တော်စပွင့်နှင့် တွဲစပ်လိုက်ပါက မနွဲ့နှင့်အချိန်အား အလိုအလျောက် သတ်မှတ်ပြုခြင်းသွားပါမည်။ ၎င်းတို့အား မနွဲ့ရလုပ်သတ်မှတ်ရန်လိုအပ်သည့်အခါ နှစ် > လ > ရက် > နာရီ > မိနစ် ကို သတ်မှတ်ပါ။


**HI** यदि आपका मॉनीटर आपके स्मार्ट डिवाइस के साथ पेयर किया जाता है, तो तिथि और समय स्वचालित ढंग से सेट हो जाता है। जब आपको उन्हें मैनुअल ढंग से सेट करने की आवश्यकता हो, तो वर्ष > महीना > दिन > घंटे > मिनट सेट करें।

**TH** หากเครื่องวัดของคุณจับคู่กับอุปกรณ์เสริมรายตัวของคุณ วันที่และเวลาจะถูกรหัสค่าโดยอัตโนมัติ หากจำเป็นต้องตั้งค่าวันที่และเวลาดำเนินเอง ตั้งค่าปี > เดือน > วัน > ชั่วโมง > นาที

**ID** Jika monitor Anda dipasangkan dengan perangkat cerdas, tanggal dan waktu akan diatur secara otomatis. Saat Anda perlu mengaturnya secara manual, atur tahun > bulan > hari > jam > menit.

**VI** Nếu máy đo huyết áp được kết nối với thiết bị thông minh, ngày và giờ sẽ được cài đặt tự động. Khi bạn cần cài đặt thủ công, hãy cài đặt năm > tháng > ngày > giờ > phút.

**MS** Jika pemantau anda berpasangan dengan peranti pintar anda, tarikh dan masa ditetapan secara automatik. Apabila anda perlu menetakannya secara manual, tetapkan tahun > bulan > hari > jam > minit.



**Back / Forward**

**ZH-TW** 後退 / 前進

**KO** 뒤로/앞으로

**MY** မှောက်သို့/ရှေ့သို့

**HI** आगे / पीछे

**TH** ย้อนกลับ / ไปข้างหน้า

**ID** Mundur / Maju

**VI** Quay lại / Tiếp theo

**MS** Undur / Maju

### 7 Applying the Cuff on the Left Arm

**ZH-TW** 在左臂上捲繞脈帶

**KO** 왼팔에 커프 감기

**MY** ဘယ်ဘက်လက်မောင်းတွင် လက်ပတ်ကိုပတ်ခြင်း


**HI** बाईं भुजा पर कफ लगाना

**TH** การใช้ผ้าพันแขนกับแขนข้างซ้าย

**ID** Memasang Manset di Lengan Kiri

**VI** Quấn vòng bit trên cánh tay trái

**MS** Memakai Kaf pada Lengan Kiri



**1 Tube side of the cuff should be 1 - 2 cm above the inside elbow.**

**ZH-TW** 脈帶的空氣管一側應在肘部內側上方 1 ~ 2 公分處。

**KO** 팔꿈치 안쪽의 접히는 부분에서 1~2cm 간격을 두고 감아줍니다.

**MY** လက်ပတ်၏ပြင်ဘက်ခြမ်းသည် အတွင်းဘက်ဘက်ဘက်ဆစ်၏အထက် 1-2 ငမ တွင် ရှိသင့်ပါသည်။

**HI** कफ का ट्यूब वाला हिस्सा कोहनी के भीतरी हिस्से से 1-2 cm उपर होना चाहिए।

**TH** สายยางของผ้าพันแขนควรรอสูงกว่าด้านในข้อศอก 1 - 2 ซม.

**ID** Sisi tabung manset harus berada 1 - 2 cm di atas sikut bagian dalam.

**VI** Ống dẫn khí trên vòng bit phải cao hơn mắt trong khuỷu tay 1 - 2 cm.

**MS** Bahagian tiub kaf hendaklah 1 - 2 cm di atas bahagian dalam siku.

**4 Make sure that air tube is on the inside of your arm and wrap the cuff securely so it can no longer slip round.**

**ZH-TW** 確保空氣管位於手臂內側並牢固地包裹脈帶，使其不再滑動。

**KO** 에어 튜브는 팔 안쪽의 중앙에 위치 시키며 단단히 고정합니다.

**MY** လေရှို့မှုနာ သင့်လက်မောင်းအတွင်းဘက်ပေါ်တွင်ရှိနေစေခြင်း သေချာအောင်လုပ်ကာ ရော်တွက်သွားခြင်းမရှိစေရန် လက်ပတ်ကို သေချာတွပ်ပါ။

**HI** सुनिश्चित करें कि एयर ट्यूब आपकी बांह के भीतरी हिस्से की तरफ है और कफ को मजबूती से लपेट दें ताकि यह फिसल कर दूसरी तरफ नहीं जा सके।

**TH** ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สายยางของผ้าพันแขนด้านในและพันผ้าพันแขนให้แน่นโดยไม่สามารถหมุนรอบแขนได้

**ID** Pastikan selang udara berada di bagian dalam lengan, lalu bungkuskan manset dengan aman agar tidak bergerak.

**VI** Đảm bảo rằng ống khí ở mặt trong cánh tay của bạn và quấn chặt vòng bit để không bị trượt ra.

**MS** Pastikan tiub udara di sebelah dalam lengan anda dan balut kuf dengan ketat supaya ia tidak lagi bergerak.

**If taking measurements on the right arm, refer to:**

**ZH-TW** 如果在右臂上進行測量，請參閱使用說明書 ①之 2.3。

**KO** 오른쪽 팔로 측정할 경우, 사용 설명서 ①의 2.3을 참조하세요.

**MY** ဘယ်ဘက်လက်မောင်းပေါ်တွင် တိုင်းတာမှုပြုလုပ်ပါက မော်နီတာကို ကိုက်ညီစေပါ။


**HI** दाईं भुजा पर मापन करते समय, ध्यान दें: ① के 2.3 से 참조 करें।

**TH** หากทำการวัดที่แขนข้างขวา โปรดดู: ①

**ID** Jika melakukan pengukuran di lengan kanan, lihat: ①

**VI** Nếu tiến hành đo trên cánh tay phải, hãy tham khảo: ①

**MS** Jika mengambil ukuran pada lengan kanan, rujuk: ①



### 8 Sitting Correctly

**ZH-TW** 正確坐姿

**KO** 올바른 자세 확인

**MY** မှန်ကန်စွာ ထိုင်ခြင်း


**HI** सही तरीके से बैठना

**TH** การนั่งในท่าที่ถูกต้อง

**ID** Duduk dengan Benar

**VI** Ngồi đúng tư thế

**MS** Meletak dengan Betul



**1 Sit comfortably with your back and arm supported.**

**ZH-TW** 舒適地坐著，並讓背部和手臂有穩定支撐。

**KO** 등을 바르게 펴고 앉아서 테이블에 팔꿈치를 올려놓습니다.

**MY** မှောက်ကျောနှင့် လက်မောင်းကို ထောက်ထားပြီး သင်ဘောင်းဘီသားတွင် ဖိသင့်ပါ။

**HI** अपनी पीठ और बांह को सहारा देते हुए आराम से बैठें।

**TH** นั่งในท่าที่สบาย เก้าอี้มีพนักพิง และมืพิงวางแขน

**ID** Duduklah dengan punggung dan lengan disangga.

**VI** Ngồi thoải mái với lưng và cánh tay của bạn được đỡ.

**MS** Duduk dengan selesa dengan belakang dan lengan anda disokong.

**2 Place the arm cuff at the same level as your heart.**

**ZH-TW** 將手臂脈帶放在與心臟同高的位置。

**KO** 커프는 심장과 같은 높이에 위치하도록 합니다.

**MY** လက်မောင်းပတ်သည့်လက်ပတ်ကို သင့်နှလုံးနှင့် အမြင့်အတူ ထားရမည်။

**HI** आर्म कफ को अपने हृदय के स्तर पर रखें।

**TH** วางผ้าพันแขนในระดับเดียวกับหัวใจของคุณ

**ID** Letakkan manset lengan dengan posisi yang sama sesuai level jantung anda.

**VI** Đặt vòng bit bắp tay ngang tim.

**MS** Letakkan kaf lengan pada paras yang sama dengan jantung anda.

**3 Keep feet flat, legs uncrossed, remain still and do not talk.**

**ZH-TW** 雙腳平放，不要交叉雙腿，保持靜止，不要說話。

**KO** 다리를 꼬지 않은 상태에서 양발은 바닥에 대고, 움직이거나 말을 하지 않습니다.

**MY** ခြေထောက်အား တြေထောက်ဆိုင်ထားခြင်းမရှိဘဲထိုင်ကာ ခြေခြစ်နေခြင်း စကားမပြောပါနှင့်။

**HI** पैर सपाट रखें, पैर मुड़े न हों, स्थिर रहें और बात नहीं करें।

**TH** วางเท้าราบกับพื้น ไม่ไขว่ห้าง นั่งนิ่งๆ และห้ามพูดคุย

**ID** Jaga agar telapak kaki rata, jangan silangkan kaki, tetap diam, dan jangan berbicara.

**VI** Giữ bàn chân phẳng, chân không bắt chéo, không cử động và không nói chuyện.

**MS** Pastikan kaki anda rata, kaki disilangkan, jangan bergerak dan jangan bercakap.

### 9 Taking a Measurement

**ZH-TW** 測量

**KO** 측정하기

**MY** တိုင်းတာမှု ပြုလုပ်ခြင်း


**HI** माप लेना

**TH** การทำการวัด

**ID** Melakukan Pengukuran

**VI** Tiến hành đo

**MS** Mengambil Ukuran



**When the [START/STOP] button is pressed, the measurement is taken and saved automatically. Open the app to transfer the reading.**

**ZH-TW** 按下 [START/STOP] (開始 / 停止) 鍵時，將自動進行測量並儲存。打開應用程式以傳輸數值。

**KO** [START/STOP] (시작 / 정지) 버튼을 누르면 측정이 이루어지고 자동으로 저장됩니다. 앱을 열어서 측정을 전송합니다.

**MY** [START/STOP] (စတင်/ရပ်စဲ) ခလုတ်ကိုဖိလိုက်သည့်အခါ တိုင်းတာမှုကို အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ပြီး သိမ်းဆည်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဖတ်ရှုမှုကိုလွှဲပြောင်းရန် အက်ပ်စ်ဂျစ်ပါ။

**HI** [START/STOP] (शुरू/रूकें) बटन को दबाने पर मापन स्वचालित ढंग से लेकर सहेज दिया जाता है। ऐपिंग को स्थानांतरित करने के लिए ऐप खोलें।

**TH** เมื่อกดปุ่ม [START/STOP] (เริ่ม/หยุด) การวัดค่าจะเริ่มต้นและค่าจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

**ID** Saat tombol [START/STOP] (mulai/berhenti) ditekan, pengukuran diambil dan disimpan secara otomatis. Buka aplikasi untuk mentransfer pembacaan.

**VI** Khi nhấn nút [START/STOP] (Khởi động/dừng lại), quá trình đo được thực hiện và lưu lại kết quả tự động. Mở ứng dụng để truyền kết quả đó.

**MS** Apabila butang [START/STOP] (Mula / berhenti) ditekan, ukuran diambil dan disimpan secara automatik. Buka aplikasi untuk memindahkan bacaan.

**If your systolic pressure is more than 210 mmHg:**

**After the arm cuff starts to inflate, press and hold the [START/STOP] button until the monitor inflates to 40 mmHg higher than your expected systolic pressure.**

**ZH-TW** 如果您的收縮壓超過 210 mmHg：手臂脈帶開始加壓後，按住 [START/STOP] (開始 / 停止) 鍵，直到血壓計加壓使壓力比預期收縮壓高 30 ~ 40 mmHg。

**KO** 최고혈압이 210mmHg 이상인 경우 : 가압이 시작되면 예상되는 최고혈압보다 30~40mmHg 더 가압될 때까지 [START/STOP] (시작/정지) 버튼을 누른 상태를 유지합니다.

**MY** သင့်၏ နှလုံးခုန်နှုန်းအား 210 mmHg ထက် ပိုများပါက - လက်မောင်းပတ်သည့်လက်ပတ်အား စတင်ကာ လေသွင်းပြီးနောက် သင့်မှတ်လင့်ထားသည့် စတုဂံလမ်းညွှန်အထက် 30 မှ 40 mmHg အထိ မော်နီတာမှ လေသွင်းမခြင်း [START/STOP] (စတင်/ရပ်စဲ) ခလုတ်ကို ဖိကာနိပ်ထားပါ။

**HI** यदि आपका सिस्टोलिक दाब 210 mmHg से अधिक है : जब आर्म कफ भरना शुरू हो जाए, [START/STOP] (शुरू/रूकें) बटन को दबाएं और तब तक दबाकर रखें जब तक मॉनीटर आपके अपेक्षित सिस्टोलिक दाब से 30 से 40 mmHg अधिक भर नहीं जाता।

**TH** หากความดันโลหิต sistolic ของคุณสูงกว่า 210 mmHg: หลังจากผ้าพันแขนเริ่มพองตัว กดปุ่ม [START/STOP] (เริ่ม/หยุด) ค้างไว้จนกว่าเครื่องวัดจะปล่อยลมเข้าสู่อากาศที่ความดันโลหิต sistolic ของคุณที่คาดไว้ 30 ถึง 40 mmHg

**ID** Jika tekanan sistolik Anda lebih dari 210 mmHg: Setelah manset lengan mulai mengembang, tekan dan tahan tombol [START/STOP] (mula/berhenti) hingga monitor mengembang 30 hingga 40 mmHg lebih tinggi dari tekanan sistolik yang diharapkan.

**VI** Nếu huyết áp tâm thu của bạn cao hơn 210 mmHg: Sau khi vòng bit bắt đầu căng lên, nhấn và giữ nút [START/STOP] (Khởi động/dừng lại) cho đến khi vòng bit tăng lên cao hơn từ 30 - 40 mmHg so với huyết áp tâm thu dự kiến của bạn.

**MS** Jika tekanan sistolik anda lebih dari 210 mmHg: Selepas kaf lengan mula mengembang, tekan dan tahan butang [START/STOP] (Mula / berhenti) sehingga pemantau mengembang 30 hingga 40 mmHg lebih tinggi daripada tekanan sistolik anda jangkaka.

## 9 Taking a Measurement


- ZH-TW 測量
- KO 측정하기
- MY တိုင်းတာမှု ပြုလုပ်ခြင်း
- HI माप लेना
- TH การทำการวัด
- ID Melakukan Pengukuran
- VI Tiến hành đo
- MS Mengambil Ukuran

## Taking a measurement in guest mode

- ZH-TW 在訪客模式中取得測量值
- KO 게스트 모드에서 측정
- MY စည်သူည့်မှတိုင် တိုင်းတာမှုပြုလုပ်ခြင်း
- HI गेस्ट मोड में एक मापन लेना
- TH การวัดในโหมดผู้มาเยือน
- ID Melakukan pengukuran dalam mode tamu
- VI Đo ở chế độ khách
- MS Mengambil ukuran dalam mod tetamu

The guest mode can be used to take a single measurement for another user. No readings are stored in the memory.


- ZH-TW 可使用訪客模式，為另一個使用者測量一次血壓。不會將任何數值儲存到記憶體。
- KO 게스트 모드는 다른 사용자가 단일(일회성) 측정을 할 수 있으며, 측정값은 저장되지 않습니다.
- MY အခြား အသုံးပြုသူအတွက် တိုင်းတာမှု ပြုလုပ်ရန် စည်သူည့်မှတိုင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဖတ်ပြုမှုများကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်း မရှိပါ။
- HI गेस्ट मोड का उपयोग किसी अन्य उपयोगकर्ता के लिए एकल माप लेने के लिए किया जा सकता है। कोई भी रीडिंग मेमोरी में संग्रहीत नहीं की जाती है।
- TH โหมดผู้มาเยือนใช้สำหรับวัดค่าให้ผู้ใช้คนอื่นเพียงครั้งเดียว ค่าที่อ่านได้จะไม่จัดเก็บเอาไว้ในหน่วยความจำ
- ID Mode tamu dapat digunakan untuk melakukan satu pengukuran bagi pengguna lain. Tidak ada hasil pengukuran yang disimpan dalam memori.
- VI Có thể dùng chế độ khách để đo một lần cho một người khác. Không có kết quả đo nào được lưu trữ trong bộ nhớ.
- MS Mod tetamu boleh digunakan untuk mengambil satu ukuran untuk pengguna lain. Tidak ada bacaan disimpan dalam memori.



- \* 3sec+: press the button at least the specified number of seconds. / 按壓住按鈕的時間需達到指定秒數。 / 최소 몇 초 동안 버튼을 누릅니다. / အနည်းဆုံး သတ်မှတ် ထောင့်ပြုသည့်အထိ အလွတ်ကို နှိပ်ပါ။ / कम से कम निश्चित सेकंड के लिए बटन दवाएं। / กดปุ่มค้างไว้ตามเวลาที่ระบุเป็นจำนวนวินาที / tekan tombol sedikitnya selama waktu yang ditentukan dalam detik. / nhấn nút trong thời gian ít nhất bằng số giây được chỉ định. / tekan butang sekurang-kurangnya bilangan detik yang ditentukan.

## 10 Checking Readings

- ZH-TW 檢查數值
- KO 측정값 확인
- MY ဖတ်ရှုမှုများကို စစ်ဆေးခြင်း
- HI रीडिंग को जांच करना
- TH การตรวจสอบค่าที่วัดได้
- ID Memeriksa Pembacaan
- VI Kiểm tra kết quả đo
- MS Memeriksa Bacaan




- 1 Appears if "SYS" is 135 mmHg or above and/or "DIA" is 85 mmHg\* or above. / ZH-TW 如果「收縮壓」為 135 mmHg 或更高和/或「舒張壓」為 85 mmHg 或更高，則會出現。
- KO "최고혈압(SYS)"이 135mmHg 이상 또는 "최저혈압(DIA)"이 85mmHg\* 이상이면 표시됩니다.
- MY "SYS" တစ်ဖက်မှာ သို့မဟုတ် "DIA" ဘက်မှာ သို့မဟုတ် "DIA" 85 mmHg သို့မဟုတ် ၎င်းအထက် ဖြစ်ပါသည်။
- HI "SYS" के 135 mmHg या अधिक और/या "DIA" के 85 mmHg\* या अधिक होने पर प्रदर्शित होता है।
- TH สีสัญลักษณ์ปรากฏขึ้น เมื่อค่าความดันส่วน "SYS" เท่ากันหรือมากกว่า 135 mmHg และค่าความดันตัวล่าง "DIA" เท่ากันหรือมากกว่า 85 mmHg
- ID Muncul jika "SYS" sebesar 135 mmHg ke atas dan/atau "DIA" sebesar 85 mmHg\* ke atas.
- VI Hiện lên nếu "SYS" (huyết áp tâm thu) có giá trị 135 mmHg trở lên và/hoặc "DIA" (huyết áp tâm trương) có giá trị 85 mmHg\* trở lên.
- MS Muncul jika bacaan "SYS" 135 mmHg atau lebih tinggi dan/atau "DIA" 85 mmHg\* atau lebih tinggi.

2 Appears when an irregular rhythm\*\* is detected during a measurement. If it appears repeatedly, OMRON recommends to consult your physician.

- ZH-TW 測量期間偵測到不規則脈波\*\*時出現。如果反覆出現，OMRON 建議諮詢您的醫師。
- KO 측정 중에 불규칙 맥파\*\*가 감지되는 경우에 표시됩니다. 빈번하게 표시되는 경우에는 의사와 상담하는 것을 권장합니다.
- MY တိုင်းတာနေစဉ်အတွင်း မမှန်မတူသည့်စည်းစဉ်စက်\*\*ကို ထောက်လှမ်းမိသည့်အခါ ပေါ်လာပါသည်။ ၎င်းထပ်ကာထပ်ကာပေါ်လာပါက သင့်အသ်အဝင်ဆိုင်ဆိုင် ဆေးခန်းရန် OMRON မှ အကြံပြုပါသည်။
- HI एक मापन के दौरान एक अनियमित लय\*\* की पहचान होने पर प्रदर्शित होता है। यदि यह बार-बार प्रदर्शित होता है, तब OMRON आपको अपने चिकित्सक से परामर्श करने की सलाह देता है।
- TH สีสัญลักษณ์ปรากฏขึ้นเมื่อคุณขยับร่างกายระหว่างการวัด หากปรากฏสีสัญลักษณ์ซ้ำบ่อยครั้ง OMRON แนะนำให้ปรึกษาแพทย์
- ID Muncul saat irama tak beraturan\*\* terdeteksi selama pengukuran. Jika muncul secara berulang, OMRON menyarankan Anda untuk berkonsultasi dengan dokter.
- VI Hiện lên khi phát hiện nhịp không đều\*\* trong quá trình đo. Nếu biểu tượng hiện lên nhiều lần, OMRON khuyên bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ của mình.
- MS Muncul apabila rentak tidak sekata\*\* dikesan semasa membuat ukuran. Jika muncul secara berulang, OMRON mengesyorkan supaya anda merujuk pada doktor anda.

3 Appears when your body moves during a measurement. Remove the arm cuff, wait 2-3 minutes and try again.

- ZH-TW 測量過程中身體移動時出現。取下手臂壓脈帶，等待 2~3 分鐘再試一次。
- KO 측정 중에 몸을 움직인 경우에 표시됩니다. 커프를 팔에서 분리하고 2~3 분 후에 다시 측정하여주세요.
- MY တိုင်းတာနေစဉ်အတွင်း သင့်ရွက်ကိုင်လှုပ်ရှားသည့်အခါ ပေါ်လာပါသည်။ လက်မောင်းတွင်တပ်သည့်လက်ဖက်ကို ဖယ်ရှားကာ 2-3 မိနစ်စောင့်ပြီး ထပ်မံတိုင်းတာပါ။
- HI मापन के दौरान आपके शरीर के हिलने पर प्रदर्शित होता है। आम कफ निकालें, 2-3 मिनट तक प्रतीक्षा करें और दोबारा कोशिश करें।
- TH สีสัญลักษณ์ปรากฏขึ้นเมื่อคุณขยับร่างกายระหว่างการวัด ถอดผ้าพันแขนออก รอ 2-3 นาทีแล้วลองอีกครั้ง
- ID Muncul saat tubuh Anda bergerak saat pengukuran. Lepas manset lengan, tunggu 2-3 menit lalu coba lagi.
- VI Hiện lên khi cơ thể bạn cử động trong quá trình đo. Tháo vòng bít, đợi 2-3 phút và thử lại.
- MS Muncul apabila badan anda bergerak semasa membuat ukuran. Tanggalkan kaflengan, tunggu 2-3 minit dan cuba lagi.




- 4 Cuff is tight enough. / ZH-TW 壓脈帶有綁緊。
- KO 커프를 올바른 세기로 착용한 경우에 표시
- MY လက်ဖက်ကို ထပ်မံစွဲ ပြုကြည့်အောင်လုပ်ပါ။
- HI कफ पर्याप्त रूप से कसी है।
- TH ผ้าพันแขนแน่นพอดี
- ID Manset cukup kencang.
- VI Vòng bít đủ chặt.
- MS Kaf tidak cukup ketat.

\*\*An irregular heart beat rhythm is based on the 2018 ESH/ESC Guidelines.


- ZH-TW \*\* 高血壓定義基於 2018 ESH/ESC 指引。
- KO \* 고혈압의 정의는 2018 ESH/ESC 지침을 토대로 합니다.
- MY \* သွေးဖိအားမြင့်မြင့်ဖြစ်ပြီးအစိတ်ပိုသောဖတ်မှုများ 2018 ESH/ESC လမ်းညွှန်ချက်များပေါ်တွင် အခြေခံပါသည်။
- HI \* उच्च रक्त चाप की परिभाषा 2018 ESH/ESC के दिशा-निर्देशों पर आधारित है।
- TH \* ค่าจำกัดความความดันโลหิตสูงติดตามแนวทางทางการแพทย์จากความดันโลหิตสูงของ ESH/ESC 2018
- ID \* Definisi tekanan darah tinggi didasarkan pada Pedoman 2018 ESH/ESC.
- VI \* Định nghĩa về huyết áp cao dựa trên Hướng dẫn về ESH/ESC 2018.
- MS \* Definisi Tekanan darah tinggi adalah berdasarkan Garis Panduan 2018 ESH/ESC.

Error messages or other problems? Refer to:



## 11 Using Memory Functions

- ZH-TW 使用記憶功能
- KO 메모리 기능 사용
- MY မှတ်တမ်းများကို အသုံးပြုခြင်း
- HI मेमोरी फ़ंक्शन का उपयोग करना
- TH การใช้ฟังก์ชันหน่วยความจำ
- ID Menggunakan Fungsi Memori
- VI Sử dụng chức năng bộ nhớ
- MS Menggunakan Fungsi Memori



- 11.1 Readings Stored in Memory
- ZH-TW 記憶體中儲存的數值
- KO 메모리에 저장된 측정값 확인
- MY မှတ်တမ်းတင်သည့်အချက်များကို အသုံးပြုခြင်းများ
- HI मेमोरी में भंडारित रीडिंग्स
- TH ค่าที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำ
- ID Membaca Memori Tersimpan
- VI Két quả đo được lưu trong bộ nhớ
- MS Bacaan yang Disimpan dalam Memori

Up to 100 readings are stored. / ZH-TW 最多可儲存 100 組數值。

11.2 Average of the Latest 2 or 3 Readings Taken within a 10 Minute Span


- ZH-TW 10 分鐘內最新 2 或 3 次數值的平均值
- KO 10 분 이내에 측정된 2 회 또는 3 회의 평균 측정값
- MY 10 မိနစ် အတွင်းအဘယ်အတွင်း ရယူထားသည့် များဆုံး 2 ခါ သို့မဟုတ် 3 ခါ၏ ပျမ်းမျှ
- HI 10 मिनट की अवधि में ली गई नवीनतम 2 या 3 रीडिंग्स का औसत
- TH ค่าเฉลี่ยของค่าที่วัดได้ 2 หรือ 3 ครั้งล่าสุดภายในระยะเวลา 10 นาที
- ID Rata-rata 2 atau 3 Pembacaan Terakhir yang dilakukan dalam Jangka 10 Menit
- VI Trung bình từ 2 hoặc 3 kết quả đo gần nhất đã tiến hành đo trong 10 phút
- MS Purata 2 atau 3 Bacaan Terkini Yang Diambil dalam Selang Masa 10 Minit

11.3 Deleting All Readings

- ZH-TW 刪除所有數值
- KO 저장된 측정값 모두 삭제
- MY ဖတ်ရှုမှုအားလုံးကိုဖျက်ခံခြင်း
- HI सभी रीडिंग्स को हटाना
- TH การลบค่าทั้งหมด
- ID Menghapus Semua Pembacaan
- VI Xóa tất cả kết quả đo
- MS Memadamkan Semua Bacaan

## 12 Other Settings

- ZH-TW 其他設定
- KO 그 밖의 설정
- MY အခြား ဆက်တင်များ
- HI अन्य सेटिंग
- TH การตั้งค่าอื่นๆ
- ID Pengaturan Lainnya
- VI Cài đặt khác
- MS Menggunan Fungsi Memori




- 12.1 Disabling/Enabling Bluetooth
- ZH-TW 關閉 / 開啟 Bluetooth
- KO Bluetooth\* 고기 / 켜기
- MY Bluetooth\* ကို ဝိတ်ခြင်း/ဖွင့်ခြင်း
- HI Bluetooth\* को अक्षम/सक्षम करना
- TH การปิด/เปิดใช้งาน Bluetooth\*
- ID Mematikan/Menghidupkan Bluetooth\*
- VI Tắt/bật Bluetooth\*
- MS Menyahdayakan/Mendayakan Bluetooth\*

Bluetooth is enabled by default. / ZH-TW 預設啟用 Bluetooth。

12.2 Restoring to the Default Settings

- ZH-TW 還原為預設設定
- KO 초기 설정으로 복원
- MY မူလဆက်တင်ကို ပြန်လည်ရယူခြင်း
- HI डिफॉल्ट सेटिंग पुनर्स्थापित करना
- TH การคืนการตั้งค่าเริ่มต้น
- ID Memulihkan ke Pengaturan Default
- VI Khôi phục cài đặt mặc định
- MS Memulihkan Tetapan Lalai



## 13 Optional Medical Accessories


- ZH-TW 選購的醫療配件
- KO 별매품
- MY ရွေးချယ်နိုင်သော ဆေးဝါးကောင်းမွန်ရာတွင်ဖက်ပစ္စည်းများ
- HI वैकल्पिक चिकित्सा एक्सेसरीज़
- TH อุปกรณ์เสริมทางการแพทย์
- ID Aksesori Medis Opsional
- VI Phụ kiện y tế tùy chọn
- MS Aksesori Perubatan Pilihan



- Do not throw the air plug away. The air plug can be applicable to the optional cuff. / ZH-TW 不要扔掉進氣接頭。進氣接頭可適用於另售的壓脈帶。
- KO 에어플러그는 버리지 마십시오. 별매품 커프에 사용될 수 있습니다.
- MY လေလုပ်လက်ကို အစေးညှိလှုပ်စေမိမှင့် မလေလုပ်အား ရွေးချယ်နိုင်သောလက်ဖက်တွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
- HI एयर प्लग को नहीं फेंकें। एयर प्लग वैकल्पिक कफ में लगाना जा सकता है।
- TH อย่าทิ้งที่จุกลม จุกลมสามารถใช้งานได้กับผ้าพันแขนเสริม
- ID Jangan buang sumbat udara. Sumbat udara dapat dipasang pada manset opsional.
- VI Không được vứt đầu nối ống khí đi. Đầu nối ống khí có thể được dùng cho vòng bít tùy chọn.
- MS Jangan buang palam udara. Palam udara boleh digunakan pada kaf opsyenal.

## 14 Other Optional Parts

- ZH-TW 其他選購配件
- KO 그 밖의 별매품
- MY အခြားသော ရွေးချယ်နိုင်သည့် အပိုင်းများ
- HI अन्य वैकल्पिक भाग
- TH ชิ้นส่วนเสริม
- ID Komponen Opsional Lainnya
- VI Các bộ phận tùy chọn khác
- MS Bahagian Pilihan Lain



## https://www.omronhealthcare-ap.com/

<p>Manufacturer 製造商 亞細亞區總部 亞細亞區總部 亞細亞區總部</p> <p>Manufacturer 製造商 亞細亞區總部 亞細亞區總部 亞細亞區總部</p>	<p>निर्मित ผลิต ผลิต</p> <p>Produced 製造商</p>	<p>Nhà sản xuất 製造商</p> <p>Pengilang 製造商</p>	<p><b>OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.</b> 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN</p> <p><b>OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD.</b> 438A Alexandra Road, #05-05/08 Alexandra Technopark, Singapore 119967 www.omronhealthcare-ap.com</p> <p><b>OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. Matsusaka Factory</b> 1855-370, Kubo-cho, Matsusaka-shi, Mie, 515-8503 Japan</p> <p>OMRON HEALTHCARE KOREA Co., Ltd. A-dong 18F, 465, Gangnam-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea Customer Service Center(1544-5718) www.omron-healthcare.co.kr</p> <p>한국오므론헬스케어(주) 서울특별시 서초구 강남대로 465, A 동 18 층 (서초동, 교보타워) 오므론 고객센터 센터 (1544-5718)</p>
<p>Asia Pacific HQ</p>	<p>एशिया प्रशांत मुख्यालय</p>	<p>Trụ sở Khu vực Châu Á Thái Bình Dương</p>	<p><b>OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD.</b> 438A Alexandra Road, #05-05/08 Alexandra Technopark, Singapore 119967 www.omronhealthcare-ap.com</p>
<p>Production Facility</p>	<p>उत्पादन सुविधा</p>	<p>Cơ sở sản xuất</p>	<p><b>OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. Matsusaka Factory</b> 1855-370, Kubo-cho, Matsusaka-shi, Mie, 515-8503 Japan</p>
<p>Manufacturing Facility</p>	<p>โรงงานผลิต</p>	<p>Facilities Produksi</p>	<p>Customer Service Center(1544-5718) www.omron-healthcare.co.kr</p>
<p>Importer in Republic of Korea</p>	<p>수입판매원</p>	<p>Importeur en République de Corée</p>	<p>OMRON HEALTHCARE KOREA Co., Ltd. A-dong 18F, 465, Gangnam-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea Customer Service Center(1544-5718) www.omron-healthcare.co.kr</p>

Made in Japan / 日本製造 / 일본 제조 / 台灣製造 / 台灣製造 / 台灣製造