

Automatic Blood Pressure Monitor

Model HEM-7155T



All for Healthcare


Read instruction manual ① and ② before use.

- Read instruction manual ① and ② before use.
ZH-TW 使用前請閱讀使用說明書 ① 和 ②。
KO 사용하기 전에 사용 설명서 ①과 ②를 읽어주세요.
MY အသုံးမပြုမီတွင် လမ်းညွှန်လက်စွဲ ① နှင့် ② ကို ဖတ်ရှုပါ။
HI उपयोग से पहले निर्देश मैनुअल ① और ② पढ़ें।
TH อ่านคู่มือแนะนำการใช้งาน ① และ ② ก่อนใช้งานอุปกรณ์
BAHASA INDONESIA Baca buku petunjuk ① dan ② sebelum penggunaan.
TIENG VIET Đọc hướng dẫn sử dụng ① và ② trước khi sử dụng.
BAHASA MELAYU Baca Manual arahan ① dan ② sebelum guna.

5660327-6B

1 Package Contents

- QH-TW 包裝內容物
KO 구성품
MY ထုပ်ပိုးမှုအကြောင်းအရာများ
HI पैकेज में सामग्री
TH อุปกรณ์ที่ให้มาในกล่อง
ID Isi Kemasan
VI Các chi tiết trong bao bì
MS Kandungan Bungkus



2 Preparing for a Measurement

- ZH-TW 準備測量
KO 측정 준비
MY တွင်အသုံးပြုမီတွင် လမ်းညွှန်လက်စွဲ
HI मापन लेने की तैयारी
TH การเตรียมความพร้อมในการวัด
ID Persiapan untuk Pengukuran
VI Chuẩn bị tiến hành đo
MS Persediaan untuk Membuat Ukuran

30 minutes before

- ZH-TW 測量前 30 分鐘
KO 측정 30 분 전 주의사항
MY အသုံးမပြုမီ 5 မိနစ် 30
HI 30 मिनट पहले
TH 30 นาทีก่อนการวัด
ID 30 menit sebelum
VI 30 phút trước khi đo
MS 30 minit sebelumnya




5 minutes before: Relax and rest.

- ZH-TW 測量前 5 分鐘：放鬆和休息。
KO 측정 5 분 전：안정된 상태를 취합니다.
MY အသုံးမပြုမီ 5 မိနစ် - စိတ်အေးအေးထားကာ အနားယူပါ။
HI 5 मिनट पहले: निश्चित रहें और आराम करें।
TH 5 မိနစ်အရောက်အောင် နားထောင်ပြီးမှ တိုင်းတာပါ။
ID 5 menit sebelum: Rileks dan istirahat.
VI 5 phút trước khi đo: Thư giãn và nghỉ ngơi.
MS 5 minit sebelumnya. Bertenang dan berehat.




4 Installing Batteries

- ZH-TW 安裝電池
KO 건전지 삽입
MY တွင်အသုံးပြုမီတွင် လမ်းညွှန်လက်စွဲ
HI बैटरी इंस्टॉल करना
TH การใส่แบตเตอรี่
ID Memasang Baterai
VI Lắp pin
MS Memasang Bateri



5 Pairing Your Smart Device

- ZH-TW 與您的智慧裝置配對
KO 스마트폰과 연동(페어링)
MY သင်၏စက်ကိရိယာနှင့် တွဲဖက်ပါ။
HI स्मार्ट डिवाइस पेयर करना
TH การจับคู่กับอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์
ID Memasangkan Perangkat Cerdas Anda
VI Kết nối thiết bị thông minh của bạn
MS Memasangkan Peranti Pintar anda



The date and time will automatically be set when your monitor is paired with the app.


- ZH-TW 若血壓計與應用程式配對，將自動設定日期與時間。
KO 연동(페어링) 되면 날짜와 시간은 자동으로 설정됩니다.
MY သင်၏စက်ကိရိယာနှင့် တွဲဖက်လိုက်သည့်အခါ မနက်နက်အချိန်မှာ အလိုအလျောက် သတိပေးပြုပြင်သွားပါမည်။
HI मॉनीटर को ऐप के साथ पेयर किए जाने पर तिथि और समय स्वचालित ढंग से सेट हो जाएंगे।
TH วันที่และเวลาจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องวัดของคุณจับคู่กับแอปพลิเคชัน
ID Tanggal dan waktu secara otomatis akan diatur saat monitor dipasangkan dengan aplikasi.
VI Ngày và giờ sẽ tự động được cài đặt khi máy đo huyết áp được kết nối với ứng dụng.
MS Tarikh dan masa akan ditetapkan secara automatik apabila pemantau anda berpasangan dengan aplikasi ini.

6 Setting Date and Time Manually

- ZH-TW 手動設定日期與時間
KO 날짜와 시간 수동 설정
MY တွင်အသုံးပြုမီတွင် လမ်းညွှန်လက်စွဲ
HI तिथि और समय मैनुअल रूप से सेट करना
TH การตั้งค่าวันที่และเวลาด้วยตนเอง
ID Mengatur Tanggal dan Waktu secara Manual
VI Thiết lập ngày và giờ thủ công
MS Menetapkan Tarikh dan Masa Secara Manual


If your monitor is paired with your smart device, date and time is set automatically. When you need to set them manually, set year > month > day > hour > minute.

- ZH-TW 若血壓計與您的智慧裝置配對，將自動設定日期與時間。若您需要手動設定它們，請設定年 > 月 > 日 > 小時 > 分鐘。
KO 스마트폰과 연동(페어링)되면 날짜와 시간이 자동으로 설정됩니다. 수동으로 설정하는 경우에는 년 > 월 > 일 > 시간 > 분 순으로 설정합니다.
MY မနက်နက်အချိန်မှာ သင်၏စက်ကိရိယာနှင့် တွဲဖက်လိုက်ပါက မနက်နက်အချိန်မှာ အလိုအလျောက် သတိပေးပြုပြင်သွားပါမည်။ ထိုအခါမှာ မနက်နက်သတိပေးလိုက်သည့်အခါ နှစ် > လ > ရက် > နာရီ > မိနစ် ကို သတ်မှတ်ပါ။
HI यदि आपका मॉनीटर आपके स्मार्ट डिवाइस के साथ पेयर किया जाता है, तो तिथि और समय स्वचालित ढंग से सेट हो जाता है। जब आपको उन्हें मैनुअल ढंग से सेट करने की आवश्यकता हो, तो वर्ष > महीना > दिन > घंटे > मिनट सेट करें।
TH หากเครื่องวัดของคุณจับคู่กับอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ของคุณ วันที่และเวลาจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ หากจำเป็นต้องตั้งค่าวันที่และเวลาด้วยตนเอง ตั้งค่าปี > เดือน > วันที่ > ชั่วโมง > นาที
ID Jika monitor Anda dipasangkan dengan perangkat cerdas, tanggal dan waktu akan diatur secara otomatis. Saat Anda perlu mengaturnya secara manual, atur tahun > bulan > hari > jam > menit.
VI Nếu máy đo huyết áp được kết nối với thiết bị thông minh, ngày và giờ sẽ được cài đặt tự động. Khi bạn cần cài đặt thủ công, hãy cài đặt năm > tháng > ngày > giờ > phút.
MS Jika pemantau anda berpasangan dengan peranti pintar anda, tarikh dan masa ditetapkan secara automatik. Apabila anda perlu menentukannya secara manual, tetapkan tahun > bulan > hari > jam > minit.




7 Applying the Cuff on the Left Arm

- ZH-TW 在左臂上捲綁壓脈帶
KO 왼팔에 컷프 감기
MY တွင်အသုံးပြုမီတွင် လမ်းညွှန်လက်စွဲ
HI बाईं भुजा पर कफ लगाना
TH การใช้ผ้าพันแขนกับแขนข้างซ้าย
ID Memasang Manset di Lengan Kiri
VI Quấn vòng bí trên cánh tay trái
MS Memakai Kaf di Lengan Kiri



8 Sitting Correctly

- ZH-TW 正確坐姿
KO 올바른 자세 확인
MY အသုံးပြုသူ ID ရွေးခြင်း
HI सही तरीके से बैठना
TH การนั่งในท่าที่ถูกต้อง
ID Duduk dengan Benar
VI Ngồi đúng tư thế
MS Duduk dengan Betul



9 Selecting User ID (1 or 2)


- ZH-TW 選擇使用者 ID (1 或 2)
KO 사용자 ID 선택 (1 또는 2)
MY အသုံးပြုသူ ID ရွေးခြင်း
HI उपयोगकर्ता आईडी चुनना
TH การเลือก ID ผู้ใช้
ID Memilih ID Pengguna
VI Chọn ID người dùng
MS Memilih ID Pengguna

Switching user ID enables you to save readings for 2 people.

- ZH-TW 切換使用者 ID 可讓您儲存 2 個人的數值。
KO [사용자 ID 선택] 스위치를 사용하여 2 명의 측정값을 저장할 수 있습니다.
MY အသုံးပြုသူ ID ပြောင်းခြင်းသည် သင့်အား လူ 2 ဦးအတွက် ဖတ်ရှုမှုများကို သိမ်းထားနိုင်စေပါသည်။
HI उपयोगकर्ता आईडी बदलकर आप 2 लोगों के लिए रीडिंग सहेज सकते हैं।
TH การสลับ ID ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทำให้อุปกรณ์บันทึกค่าที่อ่านได้ถึง 2 คน
ID Pergantian ID pengguna memungkinkan Anda menyimpan hasil pengukuran untuk 2 orang.
VI Việc chuyển ID người dùng giúp bạn lưu kết quả đo của 2 người.
MS Bertukar ID pengguna membolehkan anda menyimpan bacaan untuk 2 individu.

10 Taking a Measurement

- ZH-TW 測量
KO 측정하기
MY တိုင်းတာမှု ပြုလုပ်ခြင်း
HI माप लेना
TH การทำการวัด
ID Melakukan Pengukuran
VI Tiến hành đo
MS Mengambil Ukuran




When the [START/STOP] button is pressed, the measurement is taken and saved automatically. Open the app to transfer the reading.

- ZH-TW 按下 [START/STOP] (開始 / 停止) 鍵時，將自動進行測量並儲存。打開應用程式以傳輸數值。
KO [START/STOP] (시작 / 정지) 버튼을 누르면 측정이 이루어지고 자동으로 저장됩니다. 앱을 열어서 측정값을 전송합니다.
MY [START/STOP] (စတင်/ရပ်စဲခြင်း) ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်သည့်အခါ တိုင်းတာမှုကို အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ပြီး သိမ်းဆည်းပေးခြင်းပါသည်။ သေးပေါင်းနိမ့်အခြေကိုပြောင်းမည့်အခါ အက်စ်ကိုနှိပ်ပါ။
HI [START/STOP] (शुरू/रुकें) बटन को दबाने पर मापन स्वचालित ढंग से लेकर सहेज दिया जाता है। रीडिंग को स्थानांतरित करने के लिए ऐप खोलें।
TH เมื่อกดปุ่ม [START/STOP] (เริ่ม/หยุด) การวัดค่าจะเริ่มต้นและค่าจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ เปิดแอปเพื่อโอนข้อมูลค่าที่วัดได้
ID Saat tombol [START/STOP] (mulai/berhenti) ditekan, pengukuran diambil dan disimpan secara otomatis. Buka aplikasi untuk mentransfer pembacaan.
VI Khi nhấn nút [START/STOP] (Khởi động/dừng lại), quá trình đo được thực hiện và lưu lại kết quả tự động. Mở ứng dụng để truyền kết quả đo.
MS Apabila butang [START/STOP] (MULA / BERHENTI) diteka, ukuran diambil dan disimpan secara automatik. Buka aplikasi untuk memindahkan bacaan.

11 Keeping Feet Flat, Legs Uncrossed, Remain Still and Do Not Talk

- ZH-TW 雙腳平放，不要交叉雙腿，保持靜止，不要說話。
KO 다리를 꼬지 않은 상태에서 양발은 바닥에 대고, 움직이거나 말을 하지 않습니다.
MY မြေပေါ်အထူးသော မြေထောက်ခိုက်ထားခြင်းမရှိဘဲခိုင်ကာ ငြိမ်ငြိမ်နေပြီး စကားမပြောပါနှင့်။
HI पैर सपाट रखें, पैर मूड़े न हों, स्थिर रहें और बात नहीं करें।
TH วางเท้าราบกับพื้น ไม่ไขว่ห้าง นั่งนิ่งๆ และห้ามพูดคุย
ID Jaga agar telapak kaki rata, jangan silangkan kaki, tetap diam, dan jangan berbicara.
VI Giữ bàn chân phẳng, chân không bắt chéo, không cử động và không nói chuyện.
MS Pastikan kaki anda rata, kaki tidak bersilang, jangan bergerak dan jangan bercakap.



If taking measurements on the right arm, refer to:

- ZH-TW 如果在右臂上進行測量，請參閱使用說明書 [T]-2.3。
KO 오른쪽 팔로 측정할 경우, 사용 설명서 [T]의 2.3을 참조하여주세요.
MY တွင်အသုံးပြုမီတွင် လမ်းညွှန်လက်စွဲတွင် တိုင်းတာမှုများပြုလုပ်ပါက ဖတ်ရှုပါအား ကိုစောင့်ပါ။
HI दाईं भुजा पर मापन करते समय, ध्यान दें:
TH หากทำการวัดที่แขนข้างขวา โปรดดูที่:
ID Jika melakukan pengukuran di lengan kanan, lihat:
VI Nếu tiến hành đo trên cánh tay phải, hãy tham khảo:
MS Sekiranya melakukan pengukuran di lengan kanan, rujuk kepada:
Instruction Manual [T]-2.3

