

Automatic Blood Pressure Monitor

오르문 자동전자혈압계

Model HEM-7143T1

All for Healthcare



Read instruction manual 1 and 2 before use.


使用前請閱讀使用說明書 1 和 2。
사용하기 전에 사용 설명서 1 과 2 를 읽어 주세요.
အသုံးမပြုမီတွင် လမ်းညွှန်လက်စွဲ 1 နှင့် 2 ကို ဖတ်ရှုပါ။
उपयोग से पहले निर्देश मैनुअल 1 और 2 पढ़ें।
อ่านคู่มือแนะนำการใช้งาน 1 และ 2 ก่อนใช้งานอุปกรณ์
Baca buku petunjuk 1 dan 2 sebelum penggunaan.
Đọc hướng dẫn sử dụng 1 và 2 trước khi sử dụng.
Baca Manual arahan 1 dan 2 sebelum guna.

의료기기

5653123-2E

1 Package Contents

- ZH-TW 包裝內容物
TH อุปกรณ์ที่หามาในกล่อง
KO 구성품
ID Isi Kemasan
MY ထုပ်ပိုးမှုအကြောင်းအရာများ
VI Các chi tiết trong bao bì
HI पैकेज में सामग्री
MS Kandungan Bungkus



2 Preparing for a Measurement

- ZH-TW 準備測量
TH การเตรียมความพร้อมในการวัด
KO 측정 준비
ID Persiapan untuk Pengukuran
MY တိုင်းတာမှုအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်း
VI Chuẩn bị tiến hành đo
HI मापन लेने की तैयारी
MS Persediaan untuk Membuat Ukuran

30 minutes before

- ZH-TW 測量前30分鐘
KO 측정 30 분 전 주의사항
MY အသုံးမပြုမီ 30
HI 30 मिनट पहले
TH 30 นาทีก่อนการวัด
ID 30 menit sebelum
VI 30 phút trước khi đo
MS 30 minit sebelumnya




5 minutes before: Relax and rest.

- ZH-TW 測量前5分鐘：放鬆和休息。
KO 측정 5 분 전 : 안정된 상태를 취합니다.
MY အသုံးမပြုမီ 5 မိနစ် - စိတ်အေးအေးထားကာ အနားယူပါ။
HI 5 मिनट पहले : निश्चित रहें और आराम करें।
TH ผ่อนคลายและนั่งในท่าที่สบาย
ID 5 menit sebelum: Rileks dan istirahat.
VI 5 phút trước khi đo: Thư giãn và nghỉ ngơi.
MS 5 minit sebelumnya. Bertenang dan berehat.




4 Downloading the "OMRON connect" App

- ZH-TW 下載「OMRON connect」應用程式
TH การดาวน์โหลดแอป"OMRON connect"
KO "OMRON connect" 앱 다운로드
ID Mengunduh Aplikasi "OMRON connect"
MY "OMRON connect" အက်ပ်ကို ဒေါင်းလုဒ်ခွင့်ခြင်း
VI Đăng tải xuống ứng dụng "OMRON connect"
HI "OMRON connect" ऐप को डाउनलोड करना
MS Memuat turun Aplikasi "OMRON connect"



5 Pairing Your Smart Device

- ZH-TW 與您的智慧裝置配對
TH การจับคู่กับอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์
KO 스마트폰과 연동(페어링)
ID Memasangn Perangkat Cerdas Anda
MY သင်၏စမတ်စက်ပစ္စည်းနှင့် တွဲဖက်ခြင်း
VI Kết nối thiết bị thông minh của bạn
HI स्मार्ट डिवाइस पेयर करना
MS Memasangn Peranti Pintar anda




3 Follow the instructions.

- ZH-TW 遵守指示。
KO 순서에 맞게 진행하여 주십시오.
MY လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာပါ။
HI निर्देशों का पालन करें।
TH ทำตามคำแนะนำ
ID Ikuti petunjuk.
VI Làm theo chỉ dẫn.
MS Ikuti arahan.

6 Applying the Cuff on the Left Arm

- ZH-TW 在左臂上捲繞壓脈帶
TH การใช้ผ้าพันแขนกับแขนข้างซ้าย
KO 왼팔에 커프 감기
ID Memasang Manset di Lengan Kiri
MY ဘယ်ဘက်လက်မောင်းတွင် လက်ဝတ်ကိုပတ်ခြင်း
VI Quấn vòng bít trên cánh tay trái
HI बाईं भुजा पर कफ लगाना
MS Memakai Kaf di Lengan Kiri



3 Tube side of the cuff should be 1 - 2 cm above the inside elbow.

- ZH-TW 壓脈帶的空氣管一側應在肘部內側上方1~2公分處。
KO 팔꿈치 안쪽의 접히는 부분에서 1~2cm 간격을 두고 감아줍니다.
MY လက်ဝတ်၏ပြန်ဘက်ခြမ်းသည် အတွင်းဘက်ဘက်ဘက်အဝတ် 1-2 cm တွင် ရှိသင့်ပါသည်။
HI कफ का ट्यूब वाला हिस्सा कोहनी के भीतरी हिस्से से 1-2 cm ऊपर होना चाहिए।
TH ตำแหน่งของสายยางของผ้าพันแขนควรอยู่สูงกว่าตำแหน่งข้อศอก 1 - 2 ซม
ID Sisi tabung manset harus berada 1 - 2 cm di atas siku bagian dalam.
VI Ống dẫn khí trên vòng bít phải cao hơn mặt trong khuỷu tay 1 - 2 cm.
MS Bahagian tiub cuff mestilah 1-2 cm di atas siku bahagian dalam.

4 Make sure that air tube is on the inside of your arm and wrap the cuff securely so it can no longer slip round.


- ZH-TW 確保空氣管位於手臂內側並牢固地包裹壓脈帶，使其不再滑動。
KO 에어튜브는 팔 안쪽의 중앙에 위치시키며 단단히 고정합니다.
MY လေပြန်ဘက် သင်၏လက်မောင်းအတွင်းဘက်ဘက်ဘက်ဘက်ရှိနေကြောင်း သေချာအောင်လုပ်ကာ ချုပ်တွက်သွားခြင်းမရှိစေရန် လက်ဝတ်ကို သေချာတွဲပတ်ပါ။
HI मुनिश्चित करें कि एयर ट्यूब आपकी बांह के भीतरी हिस्से की तरफ है और कफ को मजबूती से लपेट लें ताकि यह फिसल कर दूसरी तरफ नहीं जा सके।
TH ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สายยางอยู่บนแขนด้านในและพันผ้าพันแขนให้แน่นโดยไม่สามารถหมุนรอบแขนได้
ID Pastikan selang udara berada di bagian dalam lengan, lalu bungkuskan manset dengan aman agar tidak bergeser.
VI Đảm bảo rằng ống khí ở mặt trong cánh tay của bạn và quấn chặt vòng bít để không bị trượt ra.
MS Pastikan tiub udara berada di bahagian dalam lengan anda dan bungkus kaf dengan selamat sehingga tidak lagi tergelincir.

If taking measurements on the right arm, refer to:

- ZH-TW 如果在右臂上進行測量，請參閱使用說明書 1 之「一般注意事項」。
KO 오른쪽으로 측정할 경우, 사용설명서 1의 "일반적인 주의 사항"을 참조하여 주세요.
MY ဘယ်ဘက်လက်မောင်းပေါ်တွင် တိုင်းတာမှုများပြုလုပ်ပါက ဖော်ပြပါအား ကိုးကားပါ။
HI बाईं भुजा पर मापन करते समय, ध्यान दें:
TH หากทำการวัดที่แขนข้างขวา โปรดดูที่:
ID Jika melakukan pengukuran di lengan kanan, lihat:
VI Nếu tiến hành đo trên cánh tay phải, hãy tham khảo:
MS Sekiranya melakukan pengukuran di lengan kanan, rujuk kepada:
Instruction Manual 1
General Precautions

7 Sitting Correctly

- ZH-TW 正確坐姿
TH การนั่งในท่าที่ถูกต้อง
KO 올바른 자세 확인
ID Duduk dengan Benar
MY မှန်ကန်စွာ ထိုင်ခြင်း
VI Ngồi đúng tư thế
HI सही तरीके से बैठना
MS Duduk dengan Betul



1 Sit comfortably with your back and arm supported.

- ZH-TW 舒適地坐著，並讓背部和手臂有穩定支撐。
KO 등을 바르게 펴고 앉아서 테이블에 팔꿈치를 올려놓습니다.
MY ချောက်ကျောနှင့် လက်မောင်းကို ထောက်ထားပြီး သက်တောင့်သက်သာစွာ ထိုင်ပါ။
HI अपनी पीठ और बांह को सहारा देते हुए आराम से बैठें।
TH นั่งในท่าที่สบาย เก้าอี้มีพนักพิง และมีที่วางแขน
ID Duduklah dengan punggung dan lengan disangga.
VI Ngồi thoải mái với lưng và cánh tay của bạn được đỡ.
MS Duduk dengan selesa dengan belakang dan lengan anda disokong.

2 Place the arm cuff at the same level as your heart.


- ZH-TW 將手臂壓脈帶放在與心臟同高的位置。
KO 커프는 심장과 같은 높이에 위치하도록 합니다.
MY လက်မောင်းပတ်သည့်လက်ဝတ်ကို သင့်နှလုံးနှင့် အမြင့်အတူ ထားရှိပါ။
HI आर्म कफ को अपने हृदय के स्तर पर रखें।
TH วางผ้าพันแขนในระดับเดียวกับหัวใจของคุณ
ID Letakkan manset lengan dengan posisi yang sama sesuai level jantung Anda.
VI Đặt vòng bít bấp tay ngang tim.
MS Letakkan kaf lengan pada paras yang sama dengan jantung anda.

3 Keep feet flat, legs uncrossed, remain still and do not talk.

- ZH-TW 雙腳平放，不要交叉雙腿，保持靜止，不要說話。
KO 다리를 꼬지 않은 상태에서 양발을 바닥에 대고, 움직이거나 말을 하지 않습니다.
MY ခြေဖဝါးချထားကာ ခြေထောက်ချိတ်ထားခြင်းမရှိဘဲထိုင်ကာ ငြိမ်ငြိမ်နေပြီး စကားမပြောပါနှင့်။
HI पैर सपाट रखें, पैर मुड़े न हों, स्थिर रहें और बात नहीं करें।
TH วางเท้าราบกับพื้น ไม่ไขว่ขา นั่งนิ่งๆ และห้ามพูดคุย
ID Jaga agar telapak kaki rata, jangan silangkan kaki, tetap diam, dan jangan berbicara.
VI Giữ bàn chân phẳng, chân không bắt chéo, không cử động và không nói chuyện.
MS Pastikan kaki anda rata, kaki tidak bersilang, jangan bergerak dan jangan bercakap.

8 Taking a Measurement

- ZH-TW 測量
TH การทำการวัด
KO 측정하기
ID Melakukan Pengukuran
MY တိုင်းတာမှု ပြုလုပ်ခြင်း
VI Tiến hành đo
HI माप लेना
MS Mengambil Ukuran



When the [START/STOP] button is pressed, the measurement is taken and saved automatically. Open the app to transfer the reading.

- ZH-TW 按下[START/STOP] (開始/停止) 鍵時，將自動進行測量並儲存。打開應用程式以傳輸數值。
KO [START/STOP] (시작 / 정지) 버튼을 누르면 측정이 이루어지고 자동으로 저장됩니다. 앱을 열어서 측정값을 전송합니다.
MY [START/STOP] (စတင်ရန်/ရပ်တန့်ရန်) ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်သည့်အခါ တိုင်းတာမှုကို အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ပြီး သိမ်းဆည်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဖတ်ရှုမှုကိုလွှဲပြောင်းရန် အက်ပ်ကိုဖွင့်ပါ။
HI [START/STOP] (शुरु/रुकें) बटन को दबाने पर मापन स्वचालित ढंग से लेकर सहेज दिया जाता है। रीडिंग को स्थानांतरित करने के लिए ऐप खोलें।
TH เมื่อกดปุ่ม [START/STOP] (เริ่ม/หยุด) การวัดค่าจะเริ่มต้นและค่าจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ เปิดแอปเพื่อโอนข้อมูลค่าที่วัดได้
ID Saat tombol [START/STOP] (mulai/berhenti) ditekan, pengukuran diambil dan disimpan secara otomatis. Buka aplikasi untuk mentransfer pembacaan.
VI Khi nhấn nút [START/STOP] (Khởi động/dừng lại), quá trình đo được thực hiện và lưu lại kết quả tự động. Mở ứng dụng để truyền kết quả đo.
MS Apabila butang [START/STOP] (MULA / BERHENT) ditekan, ukuran diambil dan disimpan secara automatik. Buka aplikasi untuk memindahkan bacaan.

If your systolic pressure is more than 210 mmHg: After the arm cuff starts to inflate, press and hold the [START/STOP] button until the monitor inflates 30 to 40 mmHg higher than your expected systolic pressure.

- ZH-TW 如果您的收縮壓超過 210 mmHg：手臂壓脈帶開始加壓後，按住 [START/STOP] (開始/停止) 鍵，直到血壓計加壓壓力比預期收縮壓高 30 ~ 40 mmHg。
KO 최고혈압이 210mmHg 이상인 경우 : 가압이 시작되면 예상되는 최고혈압 보다 30~40mmHg 더 가압될 때까지 [START/STOP](시작 / 정지) 버튼을 누른 상태를 유지합니다.
MY သင်၏ နှလုံးခုန်ဖိအားသည် 210 mmHg ထက် ပိုများနေပါက- လက်မောင်းတွင်ပတ်သည့်လက်ဝတ်ကို သင်မှတ်တမ်းထားသည့် အပေါ်ဘက်ပေါင်ရှိဖိအားထက် 30 မှ 40 mmHg အထိ မော်နီတာမှ လေဖွင့်မှုခြင်း [START/STOP] (စတင်ရန်/ရပ်တန့်ရန်) ခလုတ်ကို ဖိကာနှိပ်ထားပါ။
HI यदि आपका सिस्टोलिक दाब 210 mmHg से अधिक है: जब आर्म कफ भरना शुरू हो जाए, [START/STOP] (शुरु/रुकें) बटन को दबाएं और तब तक दबाकर रखें जब तक मॉनीटर आपके अपेक्षित सिस्टोलिक दाब से 30 से 40 mmHg अधिक भर नहीं जाता।
TH หากความดันโลหิตด้านบนของคุณสูงกว่า 210 mmHg: หลังจากผ้าพันแขนเริ่มพองตัว กดปุ่ม [START/STOP] (เริ่ม/หยุด) ค้างไว้จนกว่าเครื่องวัดจะปล่อยลมเข้าสูงกว่าความดันโลหิตด้านบนของคุณที่คาดไว้ 30 ถึง 40 mmHg
ID Jika tekanan sistolik Anda lebih dari 210 mmHg: Setelah manset lengan mulai mengembang, tekan dan tahan tombol [START/STOP] (mulai/berhenti) hingga monitor mengembang 30 hingga 40 mmHg lebih tinggi dari tekanan sistolik yang diharapkan.
VI Nếu huyết áp tâm thu của bạn cao hơn 210 mmHg: Sau khi vòng bít bắt đầu căng lên, nhấn và giữ nút [START/STOP] (Khởi động/dừng lại) cho đến khi vòng bít tăng lên cao hơn từ 30 - 40 mmHg so với huyết áp tâm thu dự kiến của bạn.
MS Jika tekanan sistolik anda lebih dari 210 mmHg: Selepas kaf lengan mula mengembang, tekan dan tahan butang [START/STOP] (MULA / BERHENT) sehingga pemantau mengembang 30 hingga 40 mmHg lebih tinggi daripada tekanan sistolik yang anda jangka.

9 Checking Readings

ZH-TW 檢查數值
KO 측정값 확인
MY ဖတ်ရှုမှုများကို စစ်ဆေးခြင်း
HI रीडिंग की जांच करना

TH การตรวจสอบค่าที่วัดได้
ID Memeriksa Pembacaan
VI Kiểm tra kết quả đo
MS Memeriksa Bacaan

1 Appears if "SYS" is 135 mmHg or above and/or "DIA" is 85 mmHg* or above.
ZH-TW 如果「收縮壓」為 135 mmHg 或更高和/或「舒張壓」為 85 mmHg* 或更高，則會出現。
KO "최고혈압(SYS)"이 135mmHg 이상 또는 "최저혈압(DIA)"이 85mmHg* 이상이면 표시됩니다.
MY "SYS" ဟုခေါ်သော 135 mmHg သို့မဟုတ် ၎င်းအထက်ဖြစ်ပြီး/သို့မဟုတ် "DIA" မှာ 85 mmHg* သို့မဟုတ် ၎င်းအထက် ဖြစ်ပါသည်။
HI "SYS" के 135 mmHg या अधिक और/या "DIA" के 85 mmHg* या अधिक होने पर प्रदर्शित होता है।
TH สัญลักษณ์ปรากฏขึ้น เมื่อค่าความดันส่วน "SYS" เท่ากับหรือมากกว่า 135 mmHg และค่าความดันตัวล่าง "DIA" เท่ากับหรือมากกว่า 85 mmHg
ID Muncul jika bacaan "SYS" 135 mmHg ke atas dan/atau "DIA" sebesar 85 mmHg* ke atas.
VI Hiện lên nếu "SYS" (huyết áp tâm thu) có giá trị 135 mmHg trở lên và/hoặc "DIA" (huyết áp tâm trương) có giá trị 85 mmHg* trở lên.
MS Muncul jika bacaan "SYS" 135 mmHg atau lebih tinggi dan/atau "DIA" 85 mmHg* atau lebih tinggi.

2 Appears when your body moves during a measurement. Remove the arm cuff, wait 2 - 3 minutes and try again.
ZH-TW 測量過程中身體移動時出現。取下手臂壓脈帶，等待 2~3 分鐘再試一次。
KO 측정 중에 몸을 움직인 경우에 표시됩니다. 커프를 팔에서 분리하고 2~3 분 후에 다시 측정하여주세요.
MY တိုင်းတာနေစဉ်အတွင်း သင့်အားကိုယ် လှုပ်ရှားသည့်အခါ ပေါ်လာပါသည်။ လက်စောင်းတွင်တပ်သည့်လက်ဖက်ကို ဖယ်ရှားကာ 2-3 မိနစ်စောင့်ပြီး ထပ်မံတိုင်းတာပါ။
HI मापन के दौरान आपके शरीर के हिलने पर प्रदर्शित होता है। आर्म कफ निकालें, 2-3 मिनट तक प्रतीक्षा करें और दोबारा कोशिश करें।
TH สัญลักษณ์ปรากฏขึ้นเมื่อคุณขยับร่างกายขณะทำการวัด ถอดผ้าพันแขนออก รอ 2-3 นาทีแล้วลองอีกครั้ง
ID Muncul saat tubuh Anda bergerak saat pengukuran. Lepas manset lengan, tunggu 2-3 menit lalu coba lagi.
VI Hiện lên khi cơ thể bạn cử động trong quá trình đo. Tháo vòng bít, đợi 2-3 phút và thử lại.
MS Muncul apabila badan anda bergerak semasa membuat ukuran. Tanggalkan kaf lengan, tunggu 2-3 minit dan cuba lagi.

3 Appears when an irregular rhythm** is detected during a measurement. If it appears repeatedly, OMRON recommends to consult your physician.
ZH-TW 測量期間偵測到不規則脈波**時出現。如果反覆出現，OMRON 建議諮詢您的醫師。
KO 측정 중에 불규칙 맥파**가 감지되는 경우에 표시됩니다. 빈번하게 표시되는 경우에는 의사와 상담하는 것을 권장합니다.
MY တိုင်းတာနေစဉ်အတွင်း မှန်မှန်ကန်ကန်သည့်စဉ်သို့မဟုတ်**ကို ထောက်လှမ်းမိသည့်အခါ ပေါ်လာပါသည်။ ၎င်းထက်ထပ်ထပ်ကာပေါ်လာပါက သင့်၏သားထောက်နှင့် ဆွေးနွေးရန် OMRON မှ အကြံပြုပါသည်။
HI एक मापन के दौरान एक अनियमित लय** की पहचान होने पर प्रदर्शित होता है। यदि यह बार-बार प्रदर्शित होता है, तब OMRON आपको अपने चिकित्सक से परामर्श करने की सलाह देता है।
TH สัญลักษณ์ปรากฏเมื่อตรวจพบว่าจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ** ขณะทำการวัด หากปรากฏสัญลักษณ์นี้ซ้ำบ่อยครั้ง OMRON แนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์
ID Muncul saat irama tak beraturan** terdeteksi selama pengukuran. Jika muncul secara berulang, OMRON menyarankan Anda untuk berkonsultasi dengan dokter.
VI Hiện lên khi phát hiện nhịp không đều** trong quá trình đo. Nếu biểu tượng hiện lên nhiều lần, OMRON khuyến bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ của mình.
MS Muncul apabila rentak tidak sekata** dikesan semasa membuat ukuran. Jika muncul secara berulang, OMRON mengesyorkan supaya anda merujuk pada doktor anda.

4 Cuff is tight enough.
ZH-TW 壓脈帶有綁緊。
KO 커프를 올바른 세기로 착용한 경우에 표시.
MY လက်ဖက်ကို ထပ်မံစွဲ ဖြင့်အောင်တပ်ပါ။
HI कफ पर्याप्त रूप से कसी है।
TH ฟันผ้าพันแขนอีกครั้งให้แน่นกว่าเดิม
ID Pasang manset kembali LEBIH KENCANG.
VI Quấn vòng bít CHẶT HƠN.
MS Pakai kaf sekali lagi dengan LEBIH KETAT.

4 Apply cuff again MORE TIGHTLY.
ZH-TW 再次更緊地捲繞壓脈帶。
KO 커프를 느슨하게 착용한 경우에 표시.
MY လက်ဖက်ကို ထပ်မံစွဲ ဖြင့်အောင်တပ်ပါ။
HI कफ दोबारा अधिक कस कर बांधें
TH พันผ้าพันแขนอีกครั้งให้แน่นกว่าเดิม
ID Pasang manset kembali LEBIH KENCANG.
VI Quấn vòng bít CHẶT HƠN.
MS Pakai kaf sekali lagi dengan LEBIH KETAT.

***The high blood pressure definition is based on the 2018 ESH/ESC Guidelines.**
ZH-TW *高血壓定義基於 2018 ESH/ESC 指引。
KO *고혈압의 정의는 2018 ESH/ESC 지침을 토대로 합니다.
MY *သွေးဖိအားမြင့်ခြင်းအစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားသော 2018 ESH/ESC လမ်းညွှန်ချက်များပေါ်တွင် အခြေခံပါသည်။
HI *उच्च रक्त चाप की परिभाषा 2018 ESH/ESC के दिशा-निर्देशों पर आधारित है।
TH *ค่าจำกัดความดันโลหิตสูงมีตามแนวทางการรักษาภาวะความดันโลหิตสูง ESH/ESC 2018
ID *Definisi tekanan darah tinggi didasarkan pada Pedoman 2018 ESH/ESC.
VI *Định nghĩa về huyết áp cao dựa trên Hướng dẫn về ESH/ESC 2018.
MS *Definisi Tekanan darah tinggi adalah berdasarkan Garis Panduan 2018 ESH/ESC.

****An irregular heart beat rhythm is defined as a rhythm that is 25 % less or 25 % more than the average rhythm detected during a measurement.**
ZH-TW **不規則脈波的定義是，測量期間偵測到低於或高出平均數值 25% 的脈搏。
KO **불규칙 맥파는 혈압을 측정하는 동안 감지되는 평균 맥파보다 25% 미만이거나 25%를 초과하는 맥파로 정의됩니다.
MY **မှန်မှန်ကန်ကန်သည့်စဉ်သို့မဟုတ်အား တိုင်းတာစဉ်အတွင်း သိရှိသည့်ပုံစံများနှင့်နှိုင်းထက် 25% လျော့နေ သို့မဟုတ် 25% ပိုနေသောနှုန်းနှုန်းအဖြစ် အစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြပါသည်။
HI **हृदय धड़कने की अनियमित लय को एक मापन के दौरान पहचानी गई औसत लय से 25 % कम या 25 % अधिक के रूप में परिभाषित किया जाता है।
TH **จังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ หมายถึง จังหวะการเต้นที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 25% หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย 25% ที่ตรวจจับได้ขณะทำการวัด
ID **Irama detak jantung tak beraturan didefinisikan sebagai irama yang 25% kurang dari atau 25% lebih dari irama rata-rata yang terdeteksi saat pengukuran.
VI **Nhịp tim bất thường được định nghĩa là nhịp ít hơn 25% hoặc lớn hơn 25% so với nhịp trung bình phát hiện thấy trong quá trình đo.
MS **Rentak jantung tidak sekata ditakrifkan sebagai rentak yang 25% kurang atau 25% lebih daripada rentak purata yang dikesan semasa ukuran.

Error messages or other problems? Refer to:

ZH-TW 錯誤訊息或其他問題？請參考使用說明書 ①之 3。
KO 에러 메시지나 다른 문제가 있는 경우에는 사용설명서 ①의 3을 참조하여 주세요.
MY အမှားအယွင်းဖော်ပြချက်များ သို့မဟုတ် အခြားပြဿနာများကို ကိုက်ညီစွာ-
HI त्रुटि संदेश या अन्य समस्याएँ? देखें:
TH สัญลักษณ์และข้อความบนจอแสดงผลอาจหรือมีปัญหาอื่นๆ โปรดดูที่:
ID Pesan kesalahan atau masalah lain? Lihat:
VI Thông báo lỗi hoặc vấn đề khác? Tham khảo:
MS Mesej ralat atau masalah lain? Rujuk kepada: Instruction Manual ① 3.

10 Using Memory Functions

ZH-TW 使用記憶功能
KO 메모리 기능 사용
MY မှန်မှန်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအသုံးပြုခြင်း
HI मेमोरी फ़ंक्शन का उपयोग करना

TH การใช้ฟังก์ชันหน่วยความจำ
ID Menggunakan Fungsi Memori
VI Sử dụng chức năng bộ nhớ
MS Menggunakan Fungsi Memori

10.1 Readings Stored in Memory

ZH-TW 記憶體中儲存的數值
KO 메모리에 저장된 측정값 확인
MY မှန်မှန်တွင်သိမ်းထားသည့်ဖတ်ရှုခြင်းများ
HI मेमोरी में भंडारित रीडिंग्स
TH ค่าที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำ
ID Membaca Memori Tersimpan
VI Kết quả đã được lưu trong bộ nhớ
MS Bacaan yang Disimpan dalam Memori

Up to 30 readings are stored.
ZH-TW 最多可儲存 30 組數值。
KO 30 회의 측정값을 저장합니다.
MY ဖတ်ရှုချက် 30 အထိ သိမ်းထားသည်။
HI 30 रीडिंग्स तक संग्रहित करता है।
TH จัดเก็บการอ่านสูงสุด 30 รายการ
ID Hingga 30 bacaan disimpan.
VI Lưu trữ được lên đến 30 kết quả đo.
MS Sehingga 30 bacaan disimpan.

11 Other Settings

ZH-TW 其他設定
KO 그 밖의 설정
MY အခြား ဆက်တင်များ
HI अन्य सेटिंग

TH การตั้งค่าอื่นๆ
ID Pengaturan Lainnya
VI Cài đặt khác
MS Tetapan Lain

11.1 Disabling/Enabling Bluetooth®

ZH-TW 關閉 / 開啟 Bluetooth®
KO Bluetooth® 끄기 / 켜기
MY Bluetooth® ကို ဝိတ်ခြင်း/ဖွင့်ခြင်း
HI Bluetooth® को अक्षम/सक्षम करना
TH การปิด/เปิดใช้งาน Bluetooth®
ID Mematikan/Menghidupkan Bluetooth®
VI Tắt/bật Bluetooth®
MS Melumpuhkan/Mengaktifkan Bluetooth®

Bluetooth is enabled by default.
ZH-TW 預設啟用 Bluetooth®。
KO Bluetooth는 기본 설정으로 활성화 되어 있습니다.
MY Bluetooth ကို မူလအတိုင်းအရ ဖွင့်ထားသည်။
HI Bluetooth को डिफॉल्ट रूप से सक्षम किया गया है।
TH Bluetooth เปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น
ID Bluetooth diaktifkan secara default.
VI Bluetooth được bật theo mặc định.
MS Bluetooth diaktifkan secara lalai.

11.2 Restoring to the Default Settings

ZH-TW 還原為預設設定
KO 초기 설정으로 복원
MY မူလဆက်တင်ကို ပြန်လည်ရယူခြင်း
HI डिफॉल्ट सेटिंग पुनर्स्थापित करना
TH การกู้คืนการตั้งค่าเริ่มต้น
ID Memulihkan ke Pengaturan Default
VI Khôi phục cài đặt mặc định
MS Memulihkan ke Tetapan Lalai

12 Optional Medical Accessories

ZH-TW 選購的醫療配件
KO 별매품
MY ရွေးချယ်နိုင်သော အပေးပစ္စည်းများ/ တွဲတပ်ပစ္စည်းများ
HI वैकल्पिक चिकित्सा एक्सेसरीज़

TH อุปกรณ์เสริมทางการแพทย์
ID Aksesori Medis Opsional
VI Phụ kiện y tế tùy chọn
MS Aksesori Perubatan Pilihan

Do not throw the air plug away. The air plug can be applicable to the optional cuff.
ZH-TW 不要扔掉進氣接頭。進氣接頭可適用於另售的壓脈帶。
KO 에어플러그는 버리지 마십시오. 별매품 커프에 사용될 수 있습니다.
MY လေဝင်လက်ကို အဝေးသို့လွှင့်ပစ်ရန်မပြု။ လေဝင်လက်အား ရွေးချယ်နိုင်သောလက်ဖက်တွင် တွေ့ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
HI एयर प्लग को नहीं फेंकें। एयर प्लग वैकल्पिक कफ में लगाया जा सकता है।
TH อย่ากำจัดทิ้งจุกลม จุกลมสามารถนำไปใช้กับผ้าพันแขนเสริม
ID Jangan buang sumbat udara. Sumbat udara dapat dipasang pada manset opsional.
VI Không được vứt đầu nối ống khi đi. Đầu nối ống khí có thể được dùng cho vòng bít tùy chọn.
MS Jangan buang palam udara. Palam udara boleh digunakan pada kaf pilihan.

AC Adapter HHP-CM01 HHP-BFH01 (For Sri Lanka, Hong Kong and Macau)

13 Other Optional Parts

ZH-TW 其他選購配件
KO 그 밖의 별매품
MY အခြားသော ရွေးချယ်နိုင်သည့် အပိုင်းများ
HI अन्य वैकल्पिक भाग

TH ชิ้นส่วนเสริม
ID Komponen Opsional Lainnya
VI Các bộ phận tùy chọn khác
MS Bahagian Pilihan Lain

AC Adapter For Korea: HHP-KSM01 For Taiwan: HHP-AM01 For Australia and New Zealand: HHP-OH01 For India: HHP-BH01

<https://www.omronhealthcare-ap.com/>

Manufacturer 製造商 株式会社オムロン	ထုတ်လုပ်သူ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီ	Proden 製造商 株式会社オムロン	Nhà sản xuất 製造商 株式会社オムロン	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN
EC REP EU-representative 歐洲客服务中心	EU 대리인 EU-대표 EU-Representative	Perwakilan UE 代表 Wakil EU	Perwakilan UE 代表 Wakil EU	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, THE NETHERLANDS www.omron-healthcare.com
Asia Pacific HQ 亞太地區總部	एशिया प्रशांत महाद्वीप क्षेत्र 아시아 태평양 본부	Tru số Khu vực 辦事處 ibu Pejabat Asia Pasifik	Tru số Khu vực 辦事處 ibu Pejabat Asia Pasifik	OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE.LTD. www.omronhealthcare-ap.com
Production Facility 製造廠名稱	ထုတ်လုပ်မှုစင်္ကြံ Kemudahan Pengeluaran	Co số sản xuất 製造廠名稱	Co số sản xuất 製造廠名稱	OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD. No.28 VSIP II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II, Binh Duong Industry-Services-Urban Complex, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam
Importer in Republic of Korea	대한민국 수입판매원	OMRON HEALTHCARE KOREA Co., Ltd. A-dong 18F, 465, Gangnam-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea	OMRON HEALTHCARE KOREA Co., Ltd. A-dong 18F, 465, Gangnam-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea	OMRON HEALTHCARE KOREA Co., Ltd. A-dong 18F, 465, Gangnam-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea Customer Service Center(1544-5718) www.omron-healthcare.co.kr
<p>台灣歐姆龍健康事業股份有限公司 台北市松山區復興北路367號9樓 www.omronhealthcare.com.tw 若有問題・或欲購買其他產品及消耗品・請來電洽詢歐姆龍客服中心 客服專線：0809-080-880</p>				
<p>Issue Date / 發行日期 / ထုတ်ပြန်သည့်နေ့ / जारी होने की तिथि / วันที่จัดทำคู่มือ / Tanggal Terbit / Ngày phát hành / Tarikh Keluaran</p>			<p>Made in Vietnam / 越南製造 / ผลิตในเวียดนาม / Buatan Vietnam / Sản xuất tại Việt Nam / Buatan Vietnam</p>	