












體重體脂肪計功能比較表

北市衛器廣字第108100457號

北市衛器廣字第108050413號

類 型	二點式體組成計						四點式體組成計					
	型 號	HBF-254C	HBF-222	HBF-217	HBF-214	HBF-216	HBF-212	HBF-702T	HBF-701	HBF-375	HBF-371	HBF-370
												
體重單位	50g單位	100g單位	100g單位	100g單位	100g單位	100g單位	100g單位	100g單位	100g單位	100g單位	100g單位	100g單位
體脂肪率 (0.1%單位)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
體脂肪率判定	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
骨骼肌率 (0.1%單位)	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	—	—
骨骼肌率判定	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	—	—
皮下脂肪率 (0.1%單位)	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—
皮下脂肪率判定	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—
內臟脂肪等級	1 基準單位	1 基準單位	1 基準單位	1 基準單位	1 基準單位	1 基準單位	0.5 基準單位	0.5 基準單位	0.5 基準單位	1 基準單位	1 基準單位	1 基準單位
內臟脂肪等級判定	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BMI (0.1單位)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
基礎代謝	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●
身體年齡	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●
部位別判定	—	—	—	—	—	—	全身 / 軀幹 / 雙腳 / 雙手	全身 / 軀幹 / 雙腳 / 雙臂	全身 / 軀幹 / 雙腳 / 雙臂	—	—	—
同年齡比較	—	—	—	—	—	—	—	部位別5等級	部位別5等級	—	—	—
MY 瘦身判定	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
體組成評量表	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
記憶功能	30次記憶	30次記憶	前次記憶	前次記憶	—	—	30次記憶	1 · 7 · 30 · 60 · 90 日前	1 · 7 · 30 · 60 · 90 日前	1 · 7 · 30 · 60 · 90 日前	—	—
登錄人數	4人	4人	4人	4人	4人	4人	4人	4人	4人	4人	4人	4人
適用年齡 *	6~80歲	6~80歲	6~80歲	10~80歲	6~80歲	10~80歲	10歲以上	10~80歲	10~80歲	10~80歲	10~80歲	10~80歲
Bluetooth 傳輸	●	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
使用者自動辨識	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—
顏色選擇	紅 / 白	白	粉紅 / 白	粉紅 / 白 / 藍綠 / 咖啡	桃紅 / 白 / 藍	桃紅 / 白 / 藍	單色	單色	單色	單色	單色	白色 / 黃色
外觀尺寸	327×249×30mm	285×280×28mm	285×280×28mm	285×280×28mm	285×210×28mm	285×210×28mm	325×300×51mm	325×300×51mm	329×304×54mm	327×303×55mm	327×303×55mm	
主機重量	約 1.7 kg	約 1.6 kg	約 1.6 kg	約 1.6 kg	約 1.3 kg	約 1.3 kg	約 2.2 kg	約 2.2 kg	約 2.6 kg	約 2.1 kg	約 2.1 kg	
電池使用數	4號電池×4	4號電池×4	4號電池×4	4號電池×4	4號電池×4	4號電池×4	3號鹼性電池×4	3號電池×4	3號電池×4	3號電池×4	3號電池×4	3號電池×4
許可證字號	衛部醫器陸輸字第00731號	衛部醫器陸輸字第000965號	衛部醫器陸輸字第00705號	衛署醫器陸輸字第000430號	衛部醫器陸輸字第00704號	衛署醫器陸輸字第000431號	衛部醫器陸輸字第001052號	衛署醫器陸輸字第000250號	衛部醫器陸輸字第000748號	衛署醫器陸輸字第000247號	衛署醫器陸輸字第000236號	

* 17歲以下無法測量內臟脂肪與身體年齡