

體重體脂肪計功能比較表





北市衛器廣字第111040066號

類 型	二點式體組成計									藍牙體重機
	型 號	HBF-254C	HBF-222T 英文介面	HBF-228T	HBF-217	HBF-214	HBF-216	HBF-225	HBF-235	
										
體重單位	50g單位	100g單位	100g單位	100g單位	100g單位	100g單位	100g單位		100g單位	100g單位
體脂肪率 (0.1%單位)	●	●	●	●	●	●	●		●	—
體脂肪率判定	●	●	●	●	●	●	●		●	—
骨骼肌率 (0.1%單位)	●	●	●	●	●	—	—		—	—
骨骼肌率判定	●	●	●	●	●	—	—		—	—
皮下脂肪率 (0.1%單位)	—	—	—	—	—	—	—		—	—
皮下脂肪率判定	—	—	—	—	—	—	—		—	—
內臟脂肪等級	1 基準單位	1 基準單位	1 基準單位	1 基準單位	1 基準單位	1 基準單位	1 基準單位		1 基準單位	1 基準單位
內臟脂肪等級判定	●	●	●	●	●	●	●		●	—
BMI (0.1單位)	●	●	●	●	●	●	●		●	●
基礎代謝	●	●	●	●	●	—	—		—	—
身體年齡	●	●	●	●	●	—	—		—	—
部位別判定	—	—	—	—	—	—	—		—	—
同年齡比較	—	—	—	—	—	—	—		—	—
MY 瘦身判定	—	—	—	—	—	—	—		—	—
體組成評量表	—	—	—	—	—	—	—		—	—
記憶功能	30次記憶	30次記憶	30次記憶	前次記憶	前次記憶	—	前次記憶		—	30次記憶
登錄人數	4人	4人	4人	4人	4人	4人	4人		4人	2人
適用年齡 *	6~80歲	6~80歲	6~80歲	6~80歲	10~80歲	6~80歲	6~80歲		10~80歲	—
Bluetooth 傳輸	●	●	●	—	—	—	—		—	●
使用者自動辨識	●	●	●	●	—	●	●		—	●
顏色選擇	紅 / 白	白	白	粉紅 / 白	粉紅 / 白 / 藍綠 / 咖啡	桃紅 / 白 / 藍	粉紅 / 藍 / 黃	粉紅 / 藍 / 白	桃紅 / 白 / 藍	白
外觀尺寸	327×249×30mm	285×280×28mm	285×280×28mm	285×280×28mm	285×280×28mm	285×210×28mm	285×210×28mm		285×210×28mm	270 x 290 x 26.4mm
主機重量	約 1.7 kg	約 1.6 kg	約 1.6 kg	約 1.6 kg	約 1.6 kg	約 1.3 kg	約 1.3 kg		約 1.3 kg	約 1.5 kg
電池使用數	4號電池×4	4號電池×4	4號電池×4	4號電池×4	4號電池×4	4號電池×4	4號電池×4		4號電池×4	4號電池×4
許可證字號	衛部醫器陸輸字第000885號	衛部醫器陸輸字第000965號	衛部醫器陸輸字第001280號	衛部醫器陸輸字第000705號	衛署醫器陸輸字第000430號	衛部醫器陸輸字第000704號	-		衛署醫器陸輸字第000431號	-

* 17歲以下無法測量內臟脂肪與身體年齡

體重體脂肪計功能比較表

北市衛器廣字第110020171號

類 型	四點式體組成計					
型 號	HBF-702T	HBF-701	HBF-375	HBF-710	HBF-371	HBF-370
						
體重單位	100g單位	100g單位	100g單位		100g單位	100g單位
體脂肪率 (0.1%單位)	●	●	●		●	●
體脂肪率判定	●	●	●		●	●
骨骼肌率 (0.1%單位)	●	●	●		●	—
骨骼肌率判定	●	—	—		●	—
皮下脂肪率 (0.1%單位)	●	●	●		—	—
皮下脂肪率判定	●	●	—		—	—
內臟脂肪等級	0.5基準單位	0.5基準單位	0.5基準單位		1 基準單位	1 基準單位
內臟脂肪等級判定	●	●	●		●	●
BMI (0.1單位)	●	●	●		●	●
基礎代謝	●	●	●		●	●
身體年齡	●	●	●		●	●
部位別判定	全身 / 軀幹 / 雙腳 / 雙手	全身 / 軀幹 / 雙腳 / 雙臂	全身 / 軀幹 / 雙腳 / 雙臂		—	—
同年齡比較	—	部位別5等級	部位別5等級		—	—
MY 瘦身判定	—	●	—		—	—
體組成評量表	—	—	●		—	—
記憶功能	30次記憶	1 · 7 · 30 · 60 · 90日前	1 · 7 · 30 · 60 · 90日前		1 · 7 · 30 · 60 · 90日前	—
登錄人數	4人	4人	4人		4人	4人
適用年齡 *	10歲以上	10 ~ 80歲	10 ~ 80歲		10 ~ 80歲	10 ~ 80歲
Bluetooth 傳輸	●	—	—		—	—
使用者自動辨識	●	—	—		—	—
顏色選擇	單色	單色	單色		單色	白色 / 黃色
外觀尺寸	325×300×51mm	325×300×51mm	329×304×54mm		327×303×55mm	327×303×55mm
主機重量	約 2.2 kg	約 2.2 kg	約 2.6 kg		約 2.1 kg	約 2.1 kg
電池使用數	3號鹼性電池×4	3號電池×4	3號電池×4		3號電池×4	3號電池×4
許可證字號	衛部醫器陸輸字第001052號	衛署醫器陸輸字第000250號	-		衛署醫器陸輸字第000247號	衛署醫器陸輸字第000236號

* 17歲以下無法測量內臟脂肪與身體年齡