

電子耳溫槍功能比較表

北市衛器廣字第108010379號

型號	MC-523	MC-520	MC-522
			
商品特色	一秒快速量測 迷你探頭 媽媽好幫手	可愛香蕉黃寶貝最愛 背光螢幕 可切靜音	專業醫療用耳溫槍 搭配裝配器(選購)快速替換耳套不碰手
一秒快速量測	●	●	●
記憶組數	9組	25組	前回值
螢幕顯示	大數字顯示	背光螢幕大數字顯示	大數字顯示
自動省電功能	一分鐘自動關機	一分鐘自動關機	30秒自動關機
表面溫度測量模式	-	表面溫度測量模式	-
室內溫度測量	-	室內溫度測量	-
靜音模式	-	靜音模式	靜音模式
攝氏、華氏單位切換	●	●	●
耳套固定偵測	●	●	●
探頭	適合嬰幼兒小探頭	適合嬰幼兒小探頭	一般探頭
發燒警示	●	●	●
硬殼保護	探頭蓋	探頭蓋	探頭+機身硬殼保護
專用耳套	可另外選購	可另外選購	可另外選購
專用耳套裝配器	-	-	可選購耳套裝配器 方便快速替換耳套
	衛署醫器製字第004009號	衛部醫器製字第005752號	衛部醫器製字第005280號