

低週波治療器功能比較表

北市衛器廣字第107070335號

型號	HV-F311	HV-F021-W/PK	HV-F128	HV-F127
				
商品特色	溫熱與電療的雙效合一 舒緩淺層或深部的肌肉關節酸痛 在家就能享受完整療程	各種模式的強弱組合 輕巧可攜、隨時隨地享受按摩	深部肌肉疼痛舒緩	深部肌肉疼痛舒緩
頻率	0.7 ~ 1200Hz	1~238Hz	1~1200Hz	1~1200Hz
強弱調整	20段	15段	10段	10段
特色療程	溫熱治療功能	-	緩慢, 舒暢	舒暢
部位療程	(6種) 肩膀, 腰, 手臂, 關節, 小腿肚, 腳底	(6種) 肩膀, 腰, 手臂, 關節, 小腿肚, 腳底	(6種) 肩膀, 腰, 手臂, 關節, 小腿肚, 腳底	(4種) 肩膀, 腰, 小腿肚, 腳底
按摩療程	(3種) 敲打, 揉捏, 按壓	(3種) 敲打, 揉捏, 按壓	(4種) 拍打, 揉捏, 按壓, 輕撫	(4種) 拍打, 揉捏, 按壓, 輕撫
進階模式	深部治療	-	(5種) 超高, 柔和, 反複, 點面, 紅白側	(4種) 柔和, 反複, 點面, 紅白側
貼片	2	2	2	2
尺寸	165 x 71 x 30.5mm	112 x 52 x 25mm	199 x 60 x 21mm	154 x 60 x 21mm
重量	220g(含電池)	100g(含電池)	155g(含電池)	120g(含電池)
收納	有	-	軟袋	軟袋
螢幕	有	有	有	-
電池	充電式	AAA x 2	AAA x 2	AAA x 2
產地	日本	日本	日本	日本
許可字號	衛部醫器輸字第030871號	衛部醫器輸字第029341號	衛部醫器輸字第018536號	衛部醫器輸字第018536號