


筆式體溫計功能比較表

北市衛器廣字第111100216號

| 型號 | MC-171-W | MC-172-L |
|------------|--|---|
| |  |  |
| 商品特色 | 可直接清水清潔的防潑水設計 | 基礎體溫計 貼合舌下，不易移位 |
| 量測方式 | 實測式 | 實測式 |
| 量測時間 | 腋下10分鐘、口中5分鐘 | 口中5分鐘 |
| 記憶功能 | 前次紀錄 | 前次紀錄 |
| 螢幕顯示 | 大數字顯示 | 大數字顯示 |
| 量測結果顯示 | 小數點後1位 | 小數點後2位 |
| 量測完畢自動鳴響提醒 | ● | ● |
| 自動關機 | 3分鐘 | 3分鐘 |
| 電池 | LR41鈕扣型電池 | LR41鈕扣型電池 |
| 附收納盒 | ● | ● |
| | 衛署醫器陸輸字第000171號 | 衛署醫器陸輸字第000171號 |