








手臂式血壓計功能比較表

北市衛器廣字第106070194號 北市衛器廣字第106070195號 北市衛器廣字第106120372號

型號	HEM-7600T	HEM-7280T-AP	JPN800	HEM-7310	JPN700	JPN5	HEM-7320
							
主要特色	一體成型·藍牙APP管理 360° 正戴反戴一樣準確	藍牙連線·APP智慧管理 背光螢幕數值顯示更清晰	新式360°全包覆壓脈帶 一體收納·雙人管理好輕鬆	新式360°全包覆壓脈帶 一體收納·雙人管理好輕鬆	新式360°全包覆壓脈帶 有效降低位置偏移引起的誤差	單手輕鬆操作硬式壓脈帶 搭載身體晃動偵測功能	新式360°全包覆壓脈帶 有效降低位置偏移引起的誤差
壓脈帶型式	硬式 Fit Cuff (一體成型)	寬版 Fan Cuff	New 硬式 Fit Cuff	New 硬式 Fit Cuff	New 硬式 Fit Cuff	硬式 Fit Cuff	New 硬式 Fit Cuff
適用臂圍	22~42cm	22~42cm	17~36cm	17~36cm	17~36cm	17~32cm	17~36cm
記憶組數	100組 (僅內存無顯示)	100組 x 2人	60組 x 2人	60組 x 2人	100組 x 1人	90組 x 1人	90組 x 1人
壓脈帶著裝確認	●	●	●	●	●	●	●
早晨高血壓檢測	-	●	-	-	●	●	●
不規則脈波檢測	●	●	●	●	●	-	●
身體晃動檢測	●	-	●	●	●	●	●
高血壓警示	-	●	-	-	-	-	-
血壓範圍判定	-	-	-	-	●	●	●
十分鐘內三次平均值	-	●	●	●	●	●	●
時間顯示	-	●	●	●	●	●	●
重新測量建議提示	●	-	-	●	-	-	●
收納方式	軟袋收納	軟袋收納	一體收納	一體收納	軟袋收納	軟袋收納	軟袋收納
電池	AAA x 4顆	AA x 4顆	AA x 4顆	AA x 4顆	AA x 4顆	AA x 4顆	AA x 4顆
變壓器	無	選購	選購	內附	選購	選購	選購
產地	日本	越南	日本	日本	日本	日本	日本
外型尺寸	120×85×20mm	145×115×86mm	230×183×99mm	230×183×99mm	161×124×90mm	158×123×85mm	161×124×90mm
主機重量	約240g	約365g	約640g	約640g	約380g	約380g	約380g
許可字號	衛部醫器 輸字第030424號	衛部醫器 輸字第028602號	衛部醫器 輸字第028906號	衛部醫器 輸字第025823號	衛部醫器 輸字第028905號	衛署醫器 輸字第024110號	衛部醫器 輸字第025833號

手臂式血壓計功能比較表

北市衛器廣字第106070194號 北市衛器廣字第106070195號 北市衛器廣字第106120372號

型號	JPN601	JPN600	JPN1	JPN500	HEM-7130	HEM-7121	HEM-8712
							
主要特色	日本製造品質可靠 壓脈帶著裝確認測量更準確	日本製造品質可靠 壓脈帶著裝確認測量更準確	日本製造品質可靠 搭載身體晃動偵測功能	日本製造品質可靠 壓脈帶著裝確認測量更準確	十分鐘內三次平均值 確實掌握血壓狀況	不規則脈波警示功能 避免誤差好方便	簡單操作入門款
壓脈帶型式	軟式 Fan Cuff	軟式 Fan Cuff	軟式 Fan Cuff	軟式 Fan Cuff	軟式 Fan Cuff	軟式 Fan Cuff	軟式 Fan Cuff
適用臂圍	22~32cm	22~32cm	22~32cm	22~32cm	22~32cm	22~32cm	22~32cm
記憶組數	100組 x 1人	90組 x 1人	60組 x 1人	60組 x 1人	60組 x 1人	30組 x 1人	前次測量值
壓脈帶著裝確認	●	●	-	●	●	●	●
早晨高血壓檢測	-	-	-	-	-	-	-
不規則脈波檢測	●	●	●	●	●	●	-
身體晃動檢測	●	●	●	●	●	●	●
高血壓警示	-	-	-	●	-	●	●
血壓範圍判定	●	●	●	-	●	-	-
十分鐘內三次平均值	●	●	●	-	●	-	-
時間顯示	●	●	●	-	●	-	-
重新測量建議提示	-	-	-	-	-	-	-
收納方式	軟袋收納	軟袋收納	軟袋收納	-	軟袋收納	-	-
電池	AA x 4顆	AA x 4顆	AA x 4顆	AA x 4顆	AA x 4顆	AA x 4顆	AA x 4顆
變壓器	內附	選購	選購	選購	選購	選購	選購
產地	日本	日本	日本	日本	越南	越南	越南
外型尺寸	141x101x79mm	141x101x79mm	141x123x85mm	129x103x80mm	141x101x79mm	129x103x80mm	129x103x80mm
主機重量	約280g	約280g	約340g	約250g	約280g	約250g	約250g
許可字號	衛部醫器 輸字第028907號	衛部醫器 輸字第028619號	衛署醫器 輸字第024166號	衛部醫器輸字第028786號	衛部醫器 輸字第025819號	衛部醫器 輸字第026021號	衛部醫器 輸字第026133號

手臂式血壓計功能比較表

北市衛器廣字第106070194號 北市衛器廣字第106070195號 北市衛器廣字第106120372號

型 號	HEM-1000
	
主要特色	人體工學可動式設計 確保測量姿勢正確
壓脈帶型式	隧道可動式
適用臂圍	17~32cm
記憶組數	90組 x 2人
壓脈帶著裝確認	-
早晨高血壓檢測	-
不規則脈波檢測	●
身體晃動檢測	●
高血壓警示	-
血壓範圍判定	-
十分鐘內三次平均值	●
時間顯示	●
重新測量建議提示	-
收納方式	-
電 池	AA x 4顆
變壓器	內附
產 地	中國
外型尺寸	228x230x217mm
主機重量	約1600g
許可字號	衛署醫器 陸輸字第000154號