




手腕式血壓計功能比較表

北市衛器廣字第106070196號

型 號	HEM-6221	HEM-6131	HEM-6121
			
	14mm超薄型設計 無聲測量超安靜	測量姿勢指引功能 正確測量減少誤差	壓脈帶著裝確認 正確使用更安心
適用腕圍	13.5 ~ 21.5cm	13.5 ~ 21.5cm	13.5 ~ 21.5cm
記憶組數	90組	60組	30組
壓脈帶著裝確認	●	●	●
測量高度指引功能	●	●	-
不規則脈波檢測	●	●	●
身體晃動檢測	●	●	-
血壓範圍判定	●	●	-
十分鐘內三次平均值	●	●	-
時間顯示	●	●	-
收納方式	硬盒收納	硬盒收納	硬盒收納
電 池	AAA x 2顆	AAA x 2顆	AAA x 2顆
產 地	越南	越南	越南
外型尺寸	約87×64×14mm	約78×60×21mm	約78×60×21mm
主機重量	約85g	約101g	約101g
許可字號	衛部醫器 輸字第025809號	衛部醫器 輸字第026014號	衛部醫器 輸字第026015號