

手腕式血壓計功能比較表

北市衛器廣字第108030086號

型 號	HEM-6232T	HEM-6221	HEM-6181-AP	HEM-6131	HEM-6161-AP	HEM-6121
	New! 		New! 		New! 	
	日本製藍牙APP管理 可偵測早晨高血壓	14mm超薄型設計 測量超安靜	可指引正確測量姿勢 並偵測早晨高血壓	測量姿勢指引功能 正確測量減少誤差	壓脈帶著裝安心確認 硬式壓脈帶配戴輕鬆	壓脈帶著裝確認 正確使用更安心
適用腕圍	13.5 ~ 21.5cm	13.5 ~ 21.5cm	13.5 ~ 21.5cm	13.5 ~ 21.5cm	13.5 ~ 21.5cm	13.5 ~ 21.5cm
時間顯示	●	●	●	●	-	-
生日(從APP設定)	●	-	-	-	-	-
記憶組數	100組	90組	60組	60組	30組	30組
使用者切換	2人	-	-	-	-	-
壓脈帶著裝確認	●	●	●	●	●	●
測量高度指引功能	●	●	●	●	-	-
不規則脈波檢測	●	●	●	●	●	●
身體晃動檢測	●	●	●	●	-	-
血壓偏高提醒	●		●		-	-
血壓範圍判定		●		●	-	-
十分鐘內三次平均值	●	●	●	●	-	-
早晨高血壓平均值	●	-	●	-	-	-
早晨高血壓檢出	●	-	●	-	-	-
藍牙功能	●	-	-	-	-	-
收納方式	硬盒收納	硬盒收納	硬盒收納	硬盒收納	硬盒收納	硬盒收納
電 池	AAA x 2顆	AAA x 2顆	AAA x 2顆	AAA x 2顆	AAA x 2顆	AAA x 2顆
產 地	日本	越南	越南	越南	越南	越南
外型尺寸	約91×63.4×13.4mm	約87×64×14mm	約93×62×20mm	約78×60×21mm	約84×62×21mm	約78×60×21mm
主機重量	約90g	約85g	約86g	約101g	約85g	約101g
許可字號	衛部醫器 輸字第032093號	衛部醫器 輸字第025809號	衛部醫器 輸字第032088號	衛部醫器 輸字第026014號	衛部醫器 輸字第032089號	衛部醫器 輸字第026015號