

電子耳溫槍功能比較表

型號	MC-523	MC-520	MC-522	MC-171-W	MC-172-L
					
商品特色	一秒快速量測 迷你探頭	可愛香蕉黃寶貝最愛 背光螢幕 可切靜音	專業醫療用耳溫槍 搭配裝配器(選購)快速替換耳套不碰手	可直接清水清潔的防潑水設計	基礎體溫計 抗菌設計
測量部位	耳溫	耳溫	耳溫	腋溫、口溫	口溫
量測時間	1秒	1秒	1秒	腋下10分鐘、口中5分鐘	口中5分鐘
量測單位	0.1°C	0.1°C	0.1°C	0.1°C	0.01°C
記憶組數	9組	25組	前次紀錄	前次紀錄	前次紀錄
螢幕顯示	大數字顯示	背光螢幕大數字顯示	大數字顯示	大數字顯示	大數字顯示
自動關機	1分鐘	1分鐘	30秒	3分鐘	3分鐘
表面溫度測量模式	-	表面溫度測量模式	-	-	-
室內溫度測量	-	室內溫度測量	-	-	-
靜音模式	-	靜音模式	靜音模式	-	-
攝氏、華氏單位切換	●	●	●	-	-
耳套固定偵測	●	●	●	-	-
探頭	適合嬰幼兒小探頭	適合嬰幼兒小探頭	一般探頭	特殊平面型設計探頭	特殊平面型設計探頭
發燒警示	●	●	●	-	-
硬殼保護	探頭蓋	探頭蓋	探頭+機身硬殼保護	收納盒	收納盒
專用耳套	可另外選購	可另外選購	可另外選購	-	-
專用耳套裝配器	-	-	可選購耳套裝配器 方便快速替換耳套	-	-
	衛署醫器製字第004009號	衛部醫器製字第005752號	衛部醫器製字第005280號	衛署醫器陸輸字第000171號	衛署醫器陸輸字第000171號