

手臂式血壓計功能比較表 5-1

北市衛器廣字第110120131號

型 號	JPN710T	JPN616T	JPN610T	HEM-7157T-AP	HEM-7156-AP	HEM-7155T-AP	HEM-7156T-AP
							
主要特色	APP發家人週報與量測服藥提醒 雙螢幕比較 偵測早晨高血壓	APP發家人週報與量測服藥提醒 雙人使用 分別用手機紀錄	APP發家人週報與量測服藥提醒 ML尺寸硬式壓脈帶輕鬆穿戴	APP發家人週報與量測服藥提醒 還可下載PDF血壓月報	ML尺寸硬式壓脈帶輕鬆穿戴 準確測量好安心	APP發家人週報與量測服藥提醒 ML尺寸硬式壓脈帶輕鬆穿戴	APP發家人週報與量測服藥提醒 ML尺寸硬式壓脈帶輕鬆穿戴
壓脈帶型式	ML硬式壓脈帶	ML硬式壓脈帶	ML硬式壓脈帶	軟式壓脈帶	ML硬式壓脈帶	ML硬式壓脈帶	ML硬式壓脈帶
適用臂圍	22~42cm	22~42cm	22~42cm	22~32cm	22~42cm	22~42cm	22~42cm
藍牙傳輸/上傳集點	●	●	●	●	-	●	●
雙螢幕前後紀錄比	●	-	-	-	-	-	-
記憶組數	100組 x 2人	100組 x 2人	100組 x 1人	100組 x 1人	60組 x 1人	60組 x 2人	60組 x 1人
壓脈帶著裝確認	●	●	●	●	●	●	●
早晨高血壓檢測	●	-	-	-	-	-	-
週間/夜間平均值	●	-	-	-	-	-	-
不規則脈波檢測	●	●	●	●	●	●	●
身體晃動檢測	●	●	●	●	●	●	●
高血壓警示	●	●	●	●	●	●	●
血壓範圍判定	-	-	-	-	-	-	-
十分鐘內三次平均值	●	●	●	●	●	●	●
時間顯示	●	●	●	●	●	●	●
重新測量建議提示	-	-	-	-	-	-	-
收納方式	軟袋收納	軟袋收納	軟袋收納	軟袋收納	軟袋收納	軟袋收納	軟袋收納
電 池	AA x 4顆	AA x 4顆	AA x 4顆	AA x 4顆	AA x 4顆	AA x 4顆	AA x 4顆
變壓器	選購	選購	選購	選購	選購	選購	選購
產 地	日本	日本	日本	越南	越南	越南	越南
外型尺寸	191×85×120mm	105×85×152mm	105×85×152mm	105×85×152mm	105×85×152mm	105×85×152mm	105×85×152mm
主機重量(不含電池)	約460克	約340克	約340克	約340克	約337克	約340克	約340克
許可字號	衛部醫器 輸字第033941號	衛部醫器 輸字第033942號	衛部醫器 輸字第033943號	衛部醫器 輸字第033753號	衛部醫器 輸字第033754號	衛部醫器 輸字第035001號	衛部醫器 輸字第034880號

手臂式血壓計功能比較表 5-2

型 號	HCR-7104	HEM-7143T1	HEM-7142T2	HEM-7141T1			
							
主要特色	日本製造 品質可靠 全方位機能俱全 不規則脈波檢測提醒功能 十分鐘內三次平均值	APP發家人週報 與量測服藥提醒 還可下載PDF血壓月報 不規則脈波檢測提醒功能	APP發家人週報 與量測服藥提醒 還可下載PDF血壓月報 不規則脈波檢測提醒功能	APP發家人週報 與量測服藥提醒 還可下載PDF血壓月報			
壓脈帶型式	軟式壓脈帶	軟式壓脈帶	軟式壓脈帶	軟式壓脈帶			
適用臂圍	22~32cm	22~32cm	22~32cm	22~32cm			
藍牙傳輸/上傳集點	-	●	●	●			
雙螢幕前後紀錄比	-	-	-	-			
記憶組數	60組 x 1人	30組 x 1人	14組 x 1人	14組 x 1人			
壓脈帶著裝確認	●	●	●	●			
早晨高血壓檢測	-	-	-	-			
週間/夜間平均值	-	-	-	-			
不規則脈波檢測	●	●	●	-			
身體晃動檢測	●	●	●	●			
高血壓警示	●	●	●	●			
血壓範圍判定	-	-	-	-			
十分鐘內三次平均值	●	-	-	-			
時間顯示	●	-	-	-			
重新測量建議提示	-	-	-	-			
收納方式	-	軟袋收納	-	-			
電 池	AA x 4顆	AA x 4顆	AA x 4顆	AA x 4顆			
變壓器	選購	選購	選購	選購			
產 地	日本	越南	越南	越南			
外型尺寸	105×87×153mm	103×82×140mm	103×82×140mm	103×82×140mm			
主機重量(不含電池)	約310克	約250克	約250克	約250克			
許可字號	衛部醫器輸字第 037227號	衛部醫器輸字第035798號	衛部醫器輸字第035797號	衛部醫器輸字第035795號			

(接下頁)

(承上頁)

手簡式血壓計功能比較表 5-3

北市衛器廣字第110120131號

北市衛器廣字第110120133號

型 號	HEM-7600T	HEM-7280T-AP	JPN800	HEM-7310	JPN700	JPN5	HEM-7320
							
主要特色	一體成型・藍牙APP管理 360° 正戴反戴一樣準確	藍牙連線・APP智慧管理 背光螢幕數值顯示更清晰	新式360°全包覆壓脈帶 一體收納，雙人管理好輕鬆	新式360°全包覆壓脈帶 一體收納，雙人管理好輕鬆	新式360°全包覆壓脈帶 有效降低位置偏移引起的誤差	單手輕鬆操作硬式壓脈帶 搭載身體晃動偵測功能	新式360°全包覆壓脈帶 有效降低位置偏移引起的誤差
壓脈帶型式	硬式 Fit Cuff (一體成型)	寬版 Fan Cuff	New 硬式 Fit Cuff	New 硬式 Fit Cuff	New 硬式 Fit Cuff	硬式 Fit Cuff	New 硬式 Fit Cuff
適用臂圍	22~42cm	22~42cm	17~36cm	17~36cm	17~36cm	17~32cm	17~36cm
藍牙傳輸/上傳集點	●	●	-	-	-	-	-
記憶組數	100組x 1人 (僅手機顯示)	100組 x 2人	60組 x 2人	60組 x 2人	100組 x 1人	90組 x 1人	90組 x 1人
壓脈帶著裝確認	●	●	●	●	●	●	●
早晨高血壓檢測	-	●	-	-	●	●	●
不規則脈波檢測	●	●	●	●	●	-	●
身體晃動檢測	●	-	●	●	●	●	●
高血壓警示	-	●	-	-	-	-	-
血壓範圍判定	-	-	-	-	●	●	●
十分鐘內三次平均值	-	●	●	●	●	●	●
時間顯示	-	●	●	●	●	●	●
重新測量建議提示	●	-	-	●	-	-	●
收納方式	軟袋收納	軟袋收納	一體收納	一體收納	軟袋收納	軟袋收納	軟袋收納
電 池	AAA x 4顆	AA x 4顆	AA x 4顆	AA x 4顆	AA x 4顆	AA x 4顆	AA x 4顆
變壓器	無	選購	選購	內附	選購	選購	選購
產 地	日本	越南	日本	日本	日本	日本	日本
外型尺寸	120×85×20mm	145×115×86mm	230×183×99mm	230×183×99mm	161×124×90mm	158×123×85mm	161×124×90mm
主機重量(不含電池)	約240g	約365g	約640g	約640g	約380g	約380g	約380g
許可字號	衛部醫器 輸字第030424號	衛部醫器 輸字第028602號	衛部醫器 輸字第028906號	衛部醫器 輸字第025823號	衛部醫器 輸字第028905號	衛部醫器 輸字第024410號	衛部醫器 輸字第025833號

(接下頁)

(承上頁)

手臂式血壓計功能比較表 5-4

北市衛器廣字第110120141號

型 號	JPN601	JPN600	JPN1	JPN500	HEM-7130	HEM-7121	HEM-8712
							
主要特色	日本製造品質可靠 壓脈帶著裝確認測量更準確	日本製造品質可靠 壓脈帶著裝確認測量更準確	日本製造品質可靠 搭載身體晃動偵測功能	日本製造品質可靠 壓脈帶著裝確認測量更準確	十分鐘內三次平均值 確實掌握血壓狀況	不規則脈波警示功能 避免誤差好方便	簡單操作入門款
壓脈帶型式	軟式 Fan Cuff	軟式 Fan Cuff	軟式 Fan Cuff	軟式 Fan Cuff	軟式 Fan Cuff	軟式 Fan Cuff	軟式 Fan Cuff
適用臂圍	22 ~ 32cm	22 ~ 32cm	22 ~ 32cm	22 ~ 32cm	22 ~ 32cm	22 ~ 32cm	22 ~ 32cm
記憶組數	100組 x 1人	90組 x 1人	60組 x 1人	60組 x 1人	60組 x 1人	30組 x 1人	前次測量值
壓脈帶著裝確認	●	●	-	●	●	●	●
早晨高血壓檢測	-	-	-	-	-	-	-
不規則脈波檢測	●	●	●	●	●	●	-
身體晃動檢測	●	●	●	●	●	●	●
高血壓警示	-	-	-	●	-	●	●
血壓範圍判定	●	●	●	-	●	-	-
十分鐘內三次平均值	●	●	●	-	●	-	-
時間顯示	●	●	●	-	●	-	-
重新測量建議提示	-	-	-	-	-	-	-
收納方式	軟袋收納	軟袋收納	軟袋收納	-	軟袋收納	-	-
電 池	AA x 4顆	AA x 4顆	AA x 4顆	AA x 4顆	AA x 4顆	AA x 4顆	AA x 4顆
變壓器	內附	選購	選購	選購	選購	選購	選購
產 地	日本	日本	日本	日本	越南	越南	越南
外型尺寸	141×101×79mm	141×101×79mm	141×123×85mm	129×103×80mm	141×101×79mm	129×103×80mm	129×103×80mm
主機重量(不含電池)	約280g	約280g	約340g	約250g	約280g	約250g	約250g
許可字號	衛部醫器 輸字第028907號	衛部醫器 輸字第028619號	衛署醫器 輸字第024166號	衛部醫器 輸字第028786號	衛部醫器 輸字第025819號	衛部醫器 輸字第026021號	衛部醫器 輸字第026133號

(接下頁)

(承上頁)

手臂式血壓計功能比較表 5-5

北市衛器廣字第114020018號

型 號	HEM-1000	HCR-1902T2
		
主要特色	人體工學可動式設計 確保測量姿勢正確	伸手即量 藍牙傳輸 加長手腕支撐 更加舒適準確
壓脈帶型式	隧道可動式	隧道可動式
適用臂圍	17 ~ 32cm	17 ~ 32cm
藍牙傳輸/上傳集點	-	●
測量姿勢(高度)指引功能	-	●
記憶組數	90組 x 2人	100組 x 2人
壓脈帶著裝確認	-	-
早晨高血壓檢測	-	●
晨間/夜間週平均值	-	●
不規則脈波檢測	●	●
身體晃動檢測	●	●
高血壓警示	-	●
血壓範圍判定	-	-
十分鐘內三次平均值	●	-
十分鐘內二次平均值	-	●
時間顯示	●	●
重新測量建議提示	-	-
訪客模式	-	●
背光顯示	-	●
收納方式	-	-
電 池	AA x 4顆	未隨附電池 請自購2號電池 x 4顆
變壓器	內附	內附 (HHP-AH02)
產 地	中國	中國
外型尺寸	228×230×217mm	179×211×246mm
主機重量(不含電池)	約1,600g	約1,700g
許可字號	衛署醫器 陸輸字第000154號	衛部醫器 陸輸字第001600號