

藍牙血壓計規格比較表 2-1

北市衛器廣字第110120132號

型 號	JPN710T	JPN616T	JPN610T	HEM-7155T-AP	HEM-7156T-AP	HEM-7157T-AP	HEM-7600T	HEM-7280T-AP	HEM-6232T
									
主要特色	APP發家人週報與量測服藥提醒 雙螢幕比較 偵測早晨高血壓	APP發家人週報與量測服藥提醒 雙人使用 分別用手機紀錄	APP發家人週報與量測服藥提醒 ML尺寸硬式壓脈帶輕鬆穿戴	APP發家人週報與量測服藥提醒 ML尺寸硬式壓脈帶輕鬆穿戴	APP發家人週報與量測服藥提醒 ML尺寸硬式壓脈帶輕鬆穿戴	APP發家人週報與量測服藥提醒 還可下載PDF血壓月報	一體成型・藍牙APP管理 360° 正戴反戴一樣準確	藍牙連線・APP智慧管理 背光螢幕數值顯示更清晰	日本製藍牙APP管理 可偵測早晨高血壓
血壓計類別	上臂式	上臂式	上臂式	上臂式	上臂式	上臂式	上臂式	上臂式	手腕式
壓脈帶型式	大尺寸硬式壓脈帶	大尺寸硬式壓脈帶	大尺寸硬式壓脈帶	大尺寸硬式壓脈帶	大尺寸硬式壓脈帶	軟式壓脈帶	硬式 Fit Cuff (一體成型)	寬版 Fan Cuff	軟式壓脈帶
適用臂圍/手腕圍	22~42cm	22~42cm	22~42cm	22~42cm	22~42cm	22~32cm	22 ~ 42cm	22 ~ 42cm	13.5 ~ 21.5cm
藍牙傳輸/上傳集點	●	●	●	●	●	●	●	●	●
雙螢幕前後紀錄比	●	-	-	-	-	-	-	-	-
記憶組數	100組 x 2人	100組 x 2人	100組 x 1人	60組 x 2人	60組	100組 x 1人	100組 x 1人 (僅手機顯示)	100組 x 2人	100組 x 2人
壓脈帶著裝確認	●	●	●	●	●	●	●	●	●
測量高度指引功能	-	-	-	-	-	-	-	-	●
早晨高血壓檢測	●	-	-	-	-	-	-	●	●
早晨血壓平均值	●	-	-	-	-	-	-	●	●
週間/夜間平均值	●	-	-	-	-	-	-	●	-
不規則脈波檢測	●	●	●	●	●	●	●	●	●
身體晃動檢測	●	●	●	●	●	●	●	-	●
高血壓警示	●	●	●	●	●	●	-	●	●
十分鐘內三次平均值	●	●	●	●	●	●	-	●	●
時間顯示	●	●	●	●	●	●	-	●	●
重新測量建議提示	-	-	-	-	-	-	●	-	-
收納方式	軟袋收納	軟袋收納	軟袋收納	軟袋收納	軟袋收納	軟袋收納	軟袋收納	軟袋收納	硬盒收納
電 池	AA x 4顆	AA x 4顆	AA x 4顆	AA x 4顆	AA x 4顆	AA x 4顆	AAA x 4顆	AA x 4顆	AAA x 2顆
變壓器	選購	選購	選購	選購	選購	選購	無	選購	無
產 地	日本	日本	日本	越南	越南	越南	日本	越南	日本
外型尺寸	191×85×120mm	105×85×152mm	105×85×152mm	105×85×152mm	105×85×152mm	105×85×152mm	120×85×20mm	116 x 86 x 145mm	約91×63.4×13.4mm
主機重量(不含電池)	約460克	約340克	約340克	約340克	約340克	約340克	約240g	約365g	約90g
許可字號	衛部醫器 輸字第033941號	衛部醫器 輸字第033942號	衛部醫器 輸字第033943號	衛部醫器 輸字第035001號	衛部醫器 輸字第034880號	衛部醫器 輸字第033753號	衛部醫器 輸字第030424號	衛部醫器 輸字第028602號	衛部醫器 輸字第032093號

藍牙手腕式血壓計功能比較表 2-2

型 號	HEM-7143T1	HEM-7142T2	HEM-7141T1
			
主要特色	APP發家人週報 與量測服藥提醒 還可下載PDF血壓月報 不規則脈波檢測提醒功能	APP發家人週報 與量測服藥提醒 還可下載PDF血壓月報 不規則脈波檢測提醒功能	APP發家人週報 與量測服藥提醒 還可下載PDF血壓月報
壓脈帶型式	軟式壓脈帶	軟式壓脈帶	軟式壓脈帶
適用臂圍	22~32cm	22~32cm	22~32cm
藍牙傳輸/上傳集點	●	●	●
雙螢幕前後紀錄比	-	-	-
記憶組數	30組 x 1人	14組 x 1人	14組 x 1人
壓脈帶著裝確認	●	●	●
早晨高血壓檢測	-	-	-
晨間/夜間週平均值	-	-	-
不規則脈波檢測	●	●	-
身體晃動檢測	●	●	●
高血壓警示	●	●	●
血壓範圍判定	-	-	-
十分鐘內三次平均值	-	-	-
十分鐘內二次平均值	-	-	-
時間顯示	-	-	-
重新測量建議提示	-	-	-
訪客模式	-	-	-
背光顯示	-	-	-
收納方式	軟袋收納	-	-
電 池	AA x 4顆	AA x 4顆	AA x 4顆
變壓器	選購	選購	選購
產 地	越南	越南	越南
外型尺寸	103×82×140mm	103×82×140mm	103×82×140mm
主機重量(不含電池)	約250克	約250克	約250克
許可字號	衛部醫器輸字第035798號	衛部醫器輸字第035797號	衛部醫器輸字第035795號

(接下頁)
(承上頁)

北市衛器廣字第114020019號

型 號	HCR-1902T2
	
主要特色	伸手即量 藍牙傳輸 加長手腕支撐 更加舒適準確
壓脈帶型式	隧道可動式
適用臂圍	17~ 32cm
藍牙傳輸/上傳集點	●
測量姿勢(高度)指引功能	●
記憶組數	100組 x 2人
壓脈帶著裝確認	-
早晨高血壓檢測	●
晨間/夜間週平均值	●
不規則脈波檢測	●
身體晃動檢測	●
高血壓警示	●
血壓範圍判定	-
十分鐘內三次平均值	-
十分鐘內二次平均值	●
時間顯示	●
重新測量建議提示	-
訪客模式	●
背光顯示	●
收納方式	-
電 池	未隨附電池 請自購2號電池 x 4顆
變壓器	內附 (HHP-AH02)
產 地	中國
外型尺寸	179×211×246mm
主機重量(不含電池)	約1,700g
許可字號	衛部醫器 陸輸字第001600號